



BÆKKENBÆLTE



Værd at vide....

Chiroforms bækkenbælte er elastisk, med bagstykke i fast uelastisk materiale og med skridsikre påsyninger. Stabiliserende trækbånd i siderne til individuel tilpasning af støtte og aflastning. Kombinationen af fast og elastisk materiale giver en god stabilitet og en god pasform. Anvendes bl.a. ved bækkenløsning, Si-ledløshed og symfyseolyse. Kontakt egen læge, kiropraktor eller fysioterapeut for optimal rådgivning og individuel anvendelse.

Vaskeanvisning:

Vi anbefaler, at De vasker bandagen i hånden med et mildt vaskemiddel. Dette forlænger produktets levetid. Bandagen bør ikke tørres i tørretumbler, i direkte sollys eller på radiator. Undgå ligeledes at stryge bandagen.

Størrelse: (måles omkring bækken)

Small/Medium: op til 96 cm

Large/X-large: 96 til 127 cm

Deklaration:

50 % bomuld – 35 % polyester – 25 % lycra