

SAFE-MED

Trykfordelende Produkter

- Gul 3 cm
- SAFE ViscoPore skum
- på indersiden

- SET skum, 4 cm
- på ydersiden

Længde 10 cm

Kan vaskes i vaskepose mindst
8 gange ved 95 grader!




Hælløfter / Hælaflaster nr. 114.1



Nr. 114TEN.1 Soft-Cell betræk anbefales til.
Vask v.60°C , 100 gange – v.95°C, 20 gange

Ved
dropfod
– støt
med
pude
her!



Støtte under knæet er vigtigt for god balance i
trykfordelingen - (gerne m. almindelig pude)


SAFE-MED

Trykfordelende Produkter

- Gul 3 cm
 - SAFE ViscoPore skum
- på indersiden
 - SET skum 4 cm
- på ydersiden
- Længde 30 cm



Hælløfter-Hælaflaster nr.114.2 støtter hele underbenet



Hælløfter kan vaskes i vaskepose
mindst 8 gange ved 95 grader.
Soft-Cell betræk nr. 114TEN.2
kan vælges til Hælløfter og fremmer
komforten og hygiejnen.