

POSITIONERING & LEJRING

PUDER TIL FOREBYGGELSE &
BEHANDLING AF TRYKSÅR



WOLTURNUS

MØD TEAM TRYK

TEAM TRYK består af tre kompetente rådgivere, der har arbejdet med tryksårforebyggelse i mange år. De har en bred viden om forebyggelse og bekæmpelse af tryksår i både den liggende og siddende stilling og tilbyder faglig kompetent vejledning i valg af materialer og produkter. TEAM TRYK har en bred viden om produkterne fra Care of Sweden, Blake Medical og System og kører rundt i hele landet.

Dorte Læsø er uddannet sårsygeplejerske og socialpsykolog og har mere end 25 års erfaring fra hjælpe-middelbranchen. Alle årene har hun beskæftiget sig med tryksårforebyggelse, hvor hun bl.a. har undervist og oplært sundhedspersonale. Dorte er blandt meget andet produkt ekspert i ROHO-produkter.



Dorte Læsø
Salgschef
dla@wolturnus.dk
+45 40 38 40 68

Allan Nørgaard Kristensen er uddannet ergoterapeut og har arbejdet med tryksårforebyggelse i den danske hjælpemiddelbranche i 20 år. Allan har også arbejdet som ergoterapeut i en stor dansk kommune, hvor han var med til at forme kommunens tryksårstrategi. Derudover har han undervist i siddestillinger og tryksårforebyggelse i flere kommuner. Allan har en bred viden om forebyggelse og behandling af tryksår og kan bookes til konsultationer og produktfremvisninger i Jylland og på Fyn.



Allan Nørgaard Kristensen
Ergoterapeut, Jylland og Fyn
ank@wolturnus.dk
+45 24 22 00 70

Michael Andresen har 30 års erfaring fra den danske hjælpemiddelbranche, hvor han de seneste 20 år har arbejdet med tryksårforebyggende produkter. Michael har beskæftiget sig med Care of Swedens produkter i mange år og giver både kyndig og nærværende rådgivning til personale og privatpersoner på hospitaler og ude i de danske kommuner. Michael kører rundt på hele Sjælland, hvor han kan bookes til konsultation og produktfremvisninger.



Michael Andresen,
Salgskonsulent, Sjælland
man@wolturnus.dk
+ 45 92 15 25 85

STØTTE & TRYKAFLASTNING

Wolturnus A/S forhandler et bredt sortiment af puder til lejring og positionering i plejesengen og kørestolen. Puderne er alle af høj kvalitet og udviklet af hjælpemiddelproducenterne SYSTAM og Care of Sweden AB.



Fælles for alle puderne er materialernes høje, slidstærke kvalitet og gode trykfordelende egenskaber. Alle puderne lever op til sundhedssektorens høje krav til hygiejne og er forsynet med aftageligt betræk, der kan maskinvaskes ved 95°C. En række af puderne kan desuden maskinvaskes.

Kataloget indeholder hele vores sortiment af lejringspuder samt vores seneste sensorbaseret teknologi fra XSensor:

- ✓ **Søheste & halvmåner**
- ✓ **Abduktionspuder**
- ✓ **Aflastning af underben**
- ✓ **Kiler**
- ✓ **Hovedpuder & nakkestøtter**
- ✓ **Armpuder**
- ✓ **Universalpuder**
- ✓ **NYT: Intelligent trykovervågning fra XSensor (side 11)**

KVALITETSMATERIALER



POLYSTYREN MIKROKUGLER

En række af SYSTAMs lejringspuder indeholder polystyren mikrokugler. Polystyren genrejser sig efter tryk og kollapser ikke på samme måde som krøyerkugler. Derfor har polystyren kugler en bedre vægtbæring og en længere levetid. Kuglefyldet fordeler sig godt rundt om kroppen og giver derfor både høj komfort og mange muligheder for at positionere borgeren.



HR-SKUM OG POLYESTERFYLD

CURERA serien fra Care of Sweden har fyld bestående af 50% HR-skum og 50% polyesterfibre. Denne kombination giver både stabilitet og komfort. Puderne er yderst hygiejniske og kan ligesom betrækket vaskes ved 95°C og tørretumbles.



SPRØJTESTØBT MEDICINSK SKUM

SYSTAMs sortiment af lejringspuder i skum er fremstillet i en viskoelastisk sprøjestøbt medicinsk skum. Puderne er støbt i en form, som giver skummet en lang levetid. Når skummet sprøjtestøbes, er det muligt at variere hårdheden rundt i puden. Viskoelastisk skum sikrer optimal nedsynkning og har gode trykfordelende egenskaber.

Søheste & halvmåner



CURERA POSITIONERINGSRULLE

Positioneringsrullen fra Care of Sweden er en alsidig pude til trykaflasting og positionering. Rullen fås i fire størrelser og kan anvendes til mange formål.



Puden indeholder HR-skum og polyesterfibre. Både pude og inkontinensbetræk kan vaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
S RULLE 60 CM	47425	774400000780
M RULLE 80 CM	121118	774400000779
L RULLE 125 CM	47426	774400000778
XL RULLE 225 CM	46880	774400000777

TEKNISK DATA

MODEL	S	M	L	XL
LÆNGDE	60 CM	80 CM	125 CM	225 CM
BREDDE	15 CM	20 CM	20 CM	20 CM
HØJDE	15 CM	20 CM	20 CM	20 CM



CURERA HALVCIRKELPUDE

Halvcirkelpuden fra Care of Sweden er en buet lejringspude, der giver god komfort og stabilitet og i både den liggende- og siddende stilling.



Puden indeholder HR-skum og polyesterfibre. Både pude og inkontinensbetræk kan vaskes ved 95°C.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
S HALVCIRKELPUDE 75 CM	120956	774400000816
M HALVCIRKELPUDE 110 CM	120959	774400000817
L HALVCIRKELPUDE 120 CM	120963	774400000818

TEKNISK DATA

MODEL	S	M	L
LÆNGDE	75 CM	110 CM	120 CM
BREDDE	40 CM	75 CM	75 CM
HØJDE	25 CM	40 CM	30 CM




CURERA S-FORMET PUDE

Den S-formede pude er fleksibel og kan anvendes til at skabe en 30°-positionering. Pudens øvre del placeres bag brugerens ryg og den nedre del mellem knæ og underben.



Puden kan ligeledes anvendes til lateral positionering. Den indeholder HR-skum og polyesterfibre og både pude og inkontinensbetræk kan vaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
S-FORMET PUDE 170 CM	121130	774400001741
S-FORMET PUDE 200 CM	121127	774400001740


TEKNISK DATA

MODEL	170CM	200CM
LÆNGDE	170 CM	200 CM
BREDDE	28 CM	38 CM
HØJDE	10 CM	10 CM



TVÆRGÅENDE POSITIONERINGSPUDE

Den fleksible positioneringspude fra SYSTAM støtter kroppen i den liggende stilling. Puden har indbygget hovedpude og sikrer behagelig positionering af knæ, bækken og overkrop



samtidig. Den søhesteformede passer til alle kropstørrelser. Indholdet består af polystyren mikroklugler. Betrækket kan vaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
TVÆRGÅENDE POSITIONERINGSPUDE	70526	751500000031

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	180 CM
BREDDER	54 CM
HØJDE	20 CM




HALVMÅNEPUDE

Halvmåneformet lejringspude til støtte af bækken og overkrop i liggende stilling. Puden fra SYSTAM er bøjelig og giver mange muligheder for positionering. Samtidig letter den tryk på albue.



Der fås en nakkepude til halvmånepuden, der monteres med velcro. Indholdet i puden er af polystyren mikroklugler. Betrækket kan vaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
HALVMÅNEPUDE	70524	751500000029
HALVMÅNEPUDE M. NAKKEPUDE	105721	751500000032

TEKNISK DATA		
MODEL	HALVMÅNE	NAKKEPUDE
LÆNGDE	135 CM	40 CM
BREDDER	85 CM	58 CM
HØJDE	10 CM	10 CM




POSITIONERINGSKILER

Positioneringskiler i sprøjtstøbt medicinsk viskoelastisk og HR-skum til aflastning af højre eller venstre side af kroppen. Kilerne fås i en halv udgave, der udelukkende kan anvendes i den ene side af kroppen, eller som hel udgave, der kan anvendes til begge sider.



Højre-modellen er for personer, der ligger på højre side. Venstre-modellen er for personer, der ligger på venstre side. Inkontinensbetrækket kan maskinvaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
HEL, 30°	101727	751500000002
HALV, HØJRE, 30°	88653	751500000004
HALV, VENSTRE, 30°	88651	751500000003

TEKNISK DATA		
MODEL	HEL	HALV
LÆNGDE	99 CM	99 CM
BREDDER	55 CM	28 CM
HØJDE	15 CM	15 CM

Abduktionspuder




ABDUKTIONSPUDE TIL KNÆ

Rullen kan placeres under knæene for at sikre Semi-Fowler lejring. Abduktionspuden monteres med velcro og trykafaster indersiden af knæene.



Puden er udviklet af SYSTAM og indholder langtidsholdbare polystyren mikrokugler, der genrejser sig efter tryk. Betrækket kan vaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
ABDUKTIONSPUDE TIL KNÆ	128191	751500000060
TEKNISK DATA		
LÆNGDE	62 CM	
BREDDER	32 CM	
HØJDE	10 CM	



CURERA ABDUKTIONSPUDE

Puden er udformet til abduktion af benene samt støtte og positionering af de nedre ekstremiteter i liggende stilling. Puden indeholder HR-skum og




polyesterfibre. Både pude og inkontinensbetræk kan ligesom resten af Care of Swedens Curera-serie vaskes ved 95°C.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
ABDUKTIONSPUDE, LILLE	120965	774400000807
ABDUKTIONSPUDE, STOR	120972	774400000808
TEKNISK DATA		
MODEL	LILLE	STOR
LÆNGDE	55 CM	54 CM
BREDDER	35 CM	78 CM
HØJDE	10 CM	10 CM




ABDUKTIONSPUDE TIL HOFTER

Blød abduktionspude til hofterne. Indholdet er ligesom andre puder i SYSTAM's positioneringsserie af polystyren mikrokugler. Kuglefyldet har en god vægtbæring og fordeler sig godt rundt



om kroppen. Det giver derfor både høj komfort og god trykafastning. Betrækket kan vaskes ved 95°C.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
ABDUKTIONSPUDE TIL HOFTER	105742	751500000035
TEKNISK DATA		
LÆNGDE	30 CM	
BREDDER	30 CM	
HØJDE	15 CM	



ABDUKTIONSKILE

Kilepude fra SYSTEM af højelasticitet sprøjtetstøbt medicinsk skum uden skarpe kanter. Formen på kilen er tilpasset de naturlige vinkler mellem benene, hvilket sikrer optimal komfort og fordeling af trykzoner.

Anatomisk formet for ubesværet positionering af kilen. Inkontinensbetækket kan maskinvaskes ved 95°C og er modstandsdygtigt over for klorin.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
ABDUKTIONSKILE	101732	752540259110

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	24 CM
BREDE	16 CM
HØJDE	18 CM

5 RÅD TIL TRYKSÅRSFOREBYGGELSE

- 1 Analysér før valg af hjælpemiddel**
 Lav risikoscore, behovsanalyse, risikoanalyse og vurder om hjælpemidlets funktioner passer til patientens behov og risiko for udvikling af tryksår.
- 2 Kræv dokumentation for funktion**
 Stil krav til leverandøren og samarbejd med virksomheder, der gennem objektive og dybdegående undersøgelser kan dokumentere effekten af hjælpemidlets funktion.
- 3 Udnyt ekspertise**
 Kontakt altid specialister ved tvivl. Det almene personale skal have kendskab til og mulighed for kontakt til specialister for at sikre og opretholde et optimalt niveau af tryksårsforebyggelse og behandling.
- 4 Forebyg med kontinuitet og stabilitet**
 Hav altid en kendt plan for screening af alle patienter. Kontinuerlige rutiner med daglig dialog i og på tværs af afdelinger sikrer stabilitet og giver mulighed for at korrigere forebyggelsesmetoder og behandling i tide. Ved effektiv forebyggelse kan antallet af tryksår minimeres markant.
- 5 Revurdér risiko ved ændringer**
 Foretag altid en revurdering af tryksårsrisikoen, når der observeres ændringer i funktionsniveau eller ernæringstilstand hos patienten.

Aflastning af underben



CURERA MULTIPUDE

Multifunktionel pude, som kan placeres mellem knæene eller under benene og hælene for støtte og trykaflastning.



Puden indeholder HR-skum og polyesterfibre. Både pude og inkontinensbetræk kan ligesom resten af Curera-serien vaskes ved 95°C.




MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
MULTIPUDE, LILLE	112909	774400000837
MULTIPUDE, STOR	46877	774400000838

TEKNISK DATA		
MODEL	LILLE	STOR
LÆNGDE	45 CM	70 CM
BREDDE	45 CM	60 CM
HØJDE	10 CM	10 CM



POSITIONERINGSKILE

Blød og komfortabel positioneringskile til arm eller ben med hældning for/ bag for trykaflastning af hæle eller hånd. Indholdet er ligesom andre puder i SYSTEM's positioneringsserie af polystyren mikrokugler.



Kuglefyldet har en god vægtbæring og fordeler sig godt rundt om kroppen. Det giver derfor både høj komfort og god trykaflastning. Betrækket kan vaskes ved 95°C.


MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
POSITIONERINGSKILE TIL ARME OG BEN	105746	751500000036

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	46 CM
BREDDE	30 CM
HØJDE	15 CM



TREKANTET DELTA-PUDE


Trekantet Delta-pude anvendes til positionering under knæ for at sikre Semi-Fowler lejring. Indholdet er ligesom andre puder i SYSTEM's positioneringsserie af polystyren mikrokugler.



De små kugler genrejser sig efter tryk og har en lang levetid. Samtidig fordeler fyldet sig godt rundt om kroppen. Betrækket kan vaskes ved 95°C.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
TREKANTET DELTAPUDE	105744	751500000034

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	60 CM
BREDDE	40 CM
HØJDE	30 CM



STØTTEPUDE

Komfortabel støttestøttepude til hæle og underben, der giver mulighed for positionering af hofter og knæ samt trykaflastning af hælene. Puden har en justerbar strop til fastspænding på

madrasen. SYSTAM-puden Indholder de langtidsholdbare polystyren mikrokugler, der giver god komfort og trykaflastning. Betrækket kan vaskes ved 95°C.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
STØTTEPUDE TIL UNDERBEN	105738	752530359709
TEKNISK DATA		
LÆNGDE		85 CM
BREDDER		25 CM
HØJDE		15 CM




CURERA MOLLY HÆLBESKYTTER

Curera Molly® Hælbekskytter i skum fås i tre forskellige størrelser og er udviklet til effektivt at trykaflaste hælene efter eksempelvis en hofteoperation. Den komfortable hælbekskytter fra Care of Sweden medvirker til forbedret

blodcirkulation og hermed også en hurtigere helingsproces. Det aftagelige og strækbare inkontinensbetræk kan maskinvaskes ved 95°C.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
SMALL	46882	774400000851
MEDIUM	50509	774400000852
LARGE	50510	774400000853
TEKNISK DATA		
		BENLÆNGDE
SMALL		78 - 85 CM
MEDIUM		86 - 94,5 CM
LARGE		102 - 103 CM



UNIVERSAL LEJRINGSPUDE

De alsidige lejringspuder sikrer trykaflastning af hælene, mellem knæene og anklerne og kan ligeledes anvendes som hovedpude. Puderne fra SYSTAM fås i to størrelser og kan benyttes

alene eller med øvrige lejringspuder i sortimentet. De indeholder kvalitetsfyld i form af de langtidsholdbare polystyren mikrokugler. Betrækket kan vaskes ved 95°C

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
MULTIPUDE, LILLE	70519	751500000024
MULTIPUDE, STANDARD	70520	751500000025
TEKNISK DATA		
MODEL	LILLE	STANDARD
LÆNGDE	35 CM	56 CM
BREDDER	26 CM	40 CM
HØJDE	10 CM	10 CM

Aflastning af underben




HÆLAFLASTER - STØVLE

Hælaflaster i sprøjtetøbt medicinsk viskoelastisk skum er velegnet til brugere, der ligger meget ned og ikke kan bevæge benene efter fx hofteopera-



tion. Dette skaber forhøjet risiko for at udvikle tryksår på hæle og underben. Hælaflasteren beskytter med et aflastende hul til hælen og ved at fordele trykket på underbenet. Aftageligt, vaskbart betræk.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
BOOT HÆLAFLASTER	64292	752547319030

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	63,5 CM
BREDDER	22 CM
HØJDE	31 CM



HÆLAFLASTER TIL 1 ELLER 2 BEN

Lejringspuderne er specielt designet til trykfordeling af underben og fod eller aflastning af hælene med optimal understøttelse af underben. Puden har skridsikker bund og er opbygget af to slags sprøjtetøbt medicinsk viskoela-



stisk skum, hvor den ene har ekstra god nedsynkning for at trykfordele korrekt på underbenet. Puden fås både til aflastning af begge ben eller til det ene ben. Aftageligt, vaskbart betræk.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
HÆLAFLASTER - 2 BEN	64290	752547309020
HÆLAFLASTER - 1 BEN	64291	752547309040

TEKNISK DATA		
MODEL	HEL	HALV
LÆNGDE	73 CM	73 CM
BREDDER	64 CM	32 CM
HØJDE	10,5 CM	10,5 CM




FLEX HÆLBESKYTTER

Hælbeskytter til den let mobile bruger. Let og fleksibelt produkt, der er designet i form og udskæring til at beskytte hæl, achilles og forfodens sider. Betrækket har fikseringsstropper:



1 på fod, og 2 fordelt på underbenet. Det bløde sprøjtetøbte viskoelastiske skum gør, at beskytteren former sig blødt om fod/ben. Aftageligt, vaskbart betræk.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
FLEX HÆLBESKYTTER	64289	752546309010

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	55 CM
BREDDER	25 CM
HØJDE	7,5 CM

Kiler



CURERA KILEPUDE

Curera kilepude kan anvendes til positionering i siddende og liggende stilling for at mindske shear og friktion. Indhold af viskoelastisk skum.

Kilen leveres med aftageligt inkontinensbetræk, som kan maskinvaskes ved 95°C og tørretumbles.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
1 CURERA KILEPUDE	120924	774400000845
2 - CURERA KILEPUDE	112947	774400000846

TEKNISK DATA		
STØRRELSE	1	2
LÆNGDE	50 CM	70 CM
BREDDER	26 CM	26 CM
HØJDE	15 / 5 CM	15 / 5 CM

NYT

Intelligent trykovervågning



Her indlæses data med patientens overfladetryk i realtid. Systemet er ideelt til at forebygge tryksår og optimere patienternes positionering og vendinger, da personalet hurtigt kan reagere på eventuelle unormale trykpunkter og tage de nødvendige forholdsregler.


ForeSite® IS er et værdifuldt værktøj, der kan forbedre patienternes oplevelse og hjælpe sundhedspersonalet med at træffe mere velinformerede beslutninger – og ikke mindst spare tid.

FORESITE® INTELLIGENT SURFACE

ForeSite® Intelligent Surface (IS) er en teknologi, der bruges til at overvåge patienters trykfordeling og bevægelser på hospitalssenge.

Madrassensoren har mere end 1.500 trykceller og et betræk, der er kompatibelt med de fleste madrasser. Sensoren kan kobles op på en cloudbaseret software, men kan også læses på en tablet eller hospitalets egen computer.

TEKNISK DATA	
BETRÆK	76 X 188 CM
TRYKOMRÅDE	5 - 200 MMHG
NØJAGTIGHED	+ / - 2 MMHG
DRIFTSTEMPERATUR	50 - 104°
HASTIGHED	3 BILLEDER/SEK.



Hovedpuder & nakkestøtter



CURERA NAKKEPUDE

Curera Nakkepuuden giver god positionering af hoved og nakke i den siddende og tilbagelænedede position. Puden består af en kombination af HR-skum og polyesterfibre for ekstra god trykaflastning og komfort.

Nakkepuuden kan ligesom resten af Care of Swedens Curera-serie vaskes ved 95°C ligesom dets betræk.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
CURERA NAKKEPUDE, S	112944	774400000828
CURERA NAKKEPUDE, M	112945	774400000829
CURERA NAKKEPUDE, L	46878	774400000830

TEKNISK DATA			
MODEL	S	M	L
LÆNGDE	32 CM	38 CM	50 CM
BREDE	32 CM	38 CM	50 CM
HØJDE	11CM	11 CM	11 CM



RINGFORMET NAKKEPUDE


Hoved- og nakkestøtten fra SYSTAM giver støtte og aflastning i både den siddende og tilbagelænedede position. Indholdet består af polystyren mikrokugler. De små kugler genrejser sig efter tryk og har en lang levetid.

Samtidig fordeler fyldet sig godt rundt om kroppen for ekstra god komfort og trykaflastning. Betrækket kan vaskes ved 95°C

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
RINGFORMET NAKKEPUDE	70523	751500000028

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	50 CM
BREDE	50 CM
HØJDE	10 CM





HOVEDPUDE

Trykreduserende hoved- og nakkepudefra SYSTAM. Hullet i midten øger den trykfordelende effekt og aflaster trykket på øret, hvis man ligger på siden.

Puden indeholder polyesterfibre, som giver en god komfort for brugeren. Betrækket er vaskbart ved 95°C og modstandsdygtigt over for klorin.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
HOVEDPUDE	105748	751500000050

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	48 CM
BREDDE	43 CM
HØJDE	10 CM




CURERA ØREPUDE

Ørepuden fra Care of Sweden støtter ansigtet, mens den ovalformede åbning trykafaster sensitive ører. Ørerne er et område, hvor der er høj risiko for at udvikle tryksår særligt ved stillelig-

gende patienter. Puden indeholder HR-skum og polyesterfibre. Både pude og inkontinensbetræk kan vaskes ved 95°C.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
CURERA ØREPUDE	122040	774400000858

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	32 CM
BREDDE	32 CM
HØJDE	8 CM



WING PILLOW

SYSTAM's ergonomisk formede hovedpudefog nakkestøtte i sprøjtstøbt viskoelastisk skum. Den yderst trykaf-lastende hovedpudefsørger for optimal

trykafastning og trykfordeling. Inkontinensbetrækket er strækbart og kan maskinvaskes ved 95°C.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
WING PILLOW	105769	752526179130

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	50 CM
BREDDE	43 CM
HØJDE	9,5 CM

Armpuder



CURERA TORSOPUDE

Lejringspuden støtter torsoen i sidende stilling og yder god underarmsstøtte. Den komfortable pude kan placeres forfra eller bagfra. Puden fra



Care of Sweden indeholder HR-skum og polyesterfibre. Både pude og inkontinensbetræk kan vaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
TORSO STØTTEPUDE	120980	774400000794

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	85 CM
BREDDER	65 CM
HØJDE	30 CM




WING HEMI ARMLÆNSPUDE

Anatomisk formet armlæns pude til støtte af arm i kørestolen. Puden består af sprøjtestøbt viskoelastisk skum og har et aftageligt inkontinensbetræk, der kan vaskes ved 95°C. Armen



kan let positioneres på forskellige måder og holdes fast med velcrostropper. Armlæns puden kan benyttes på alle kørestolsmodeller, men også på toiletstole, arbejdsstole og lignende.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
WING HEMI	105475	752521009610

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	55 CM
BREDDER	18,5 CM
HØJDE	26 CM



POSITIONERINGSPUDE TIL ARM

Trykafastende positioneringspude til armen i blødt, sprøjtestøbt viskoelastisk skum. Puden støtter både hånd, underarm og albue.



SYSTEM's pude er anatomisk formet for optimal komfort og pasform. Betrækket kan maskinvaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
POSITIONERINGSPUDE	106842	751500000057

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	65 CM
BREDDER	37 CM
HØJDE	16 CM

Universalpuder



CURERA MULTIPUDE

Multifunktionel pude, som kan bruges til støtte og trykflastning. Puden indeholder HR-skum og polyesterfibre. Pude og inkontinensbetræk kan vaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
MULTIPUDE, LILLE	112909	774400000837
MULTIPUDE, STOR	46877	774400000838



TEKNISK DATA		
MODEL	LILLE	STOR
LÆNGDE	45 CM	70 CM
BREDDE	45 CM	60 CM
HØJDE	10 CM	10 CM



CURERA POSITIONERINGSPUDE

Rektangulær allround-pude til positionering, som er velegnet i alle typer af behandlingsmiljøer. Består af HR-skum og polyesterfibre. Pude og inkontinensbetræk kan vaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
1 - PUDE 25X80 CM	112886	774400000762
2 - PUDE, 40X70 CM	120877	774400000763
3 - PUDE, 50X60 CM	46874	774400000764
4 - PUDE, 50X85 CM	47424	774400000765
5 - PUDE, 100X 50 CM	120878	774400000766



TEKNISK DATA					
MODEL	1	2	3	4	5
LÆNGDE	80 CM	70 CM	60 CM	85 CM	100CM
BREDDE	25 CM	40 CM	50 CM	50 CM	50 CM
HØJDE	12 CM	10 CM	10 CM	12 CM	10 CM



CURERA RYGPUDE

Pude med vinge til lateral-eller sidepositionering. Placeres bag ryggen, og vingen lægges under brugeren for at fastholde positionen. Rygpuden inde-



holder ligesom resten af Curera-serien HR-skum og polyesterfibre. Pude og betræk kan vaskes ved 95°C.

MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
CURERA RYGPUDE	46875	774400000857

TEKNISK DATA	
LÆNGDE	85 CM
BREDDE	50 CM



CURERA TREKANTPUDE

Trykflastende pude til støtte af ryg eller underben. Muliggør hvileposition. Består af HR-skum og polyesterfibre. Pude og betræk kan vaskes ved 95°C.



MODEL	HMI NR.	VARENUMMER
1- PUDE 28X28X47	121119	774400000799
2- PUDE 35X35X62	121122	774400000800



TEKNISK DATA		
MODEL	1	2
LÆNGDE	47 CM	62 CM
BREDDE	28 CM	35 CM
HØJDE	28 CM	35 CM



WOLTURNUS

WOLTURNUS A/S

+45 96 71 71 70

info@wolturnus.dk

wolturnus.dk

Showrooms

Skalhuse 31, 9240 Nibe

Samsøvej 30, 8382 Hinnerup

Borupvang 3, 2750 Ballerup



Dorte Læsø

Salgschef

dla@wolturnus.dk

+45 40 38 40 68



Allan Nørgaard Kristensen

Ergoterapeut, Jylland og Fyn

ank@wolturnus.dk

+45 24 22 00 70



Michael Andresen

Salgskonsulent, Sjælland

man@wolturnus.dk

+45 92 15 25 85

