

CE
Producent: Ekamed Tyskland

Type.

Mål.

Best.nr/HMI nr.

Beskrivelse Okt. 2021

Betræk: Smudsafvisende bi-elastisk PU materiale, Fyld: 50% polystyrenkugler og 50% PU-skumflokke.

Advarsel ! Rygning forbudt.

Puderne er med dobbelt søm!



LEJRINGSPUDE

40 x 95cm - H: 5-9cm.	4156 05.. - HMI nr. 55576
40 x 75cm - H: 6-11cm.	4154 05 .. - HMI nr. 55578
** 30x40cm - H: 6-8cm.	4152 05 .. - HMI nr. 55579
** 45x80cm - H: 8-12cm	4155 05 .. - HMI nr. 55580
24 x 73cm - H: 4-8cm.	4153 05 .. - HMI nr. 55581
60 x 45cm - H: 6-11cm.	4175 05.- HMI nr. 83758

Disse puder fås i forskellige størrelser og giver mulighed for at finde en lejringspude, der passer netop til den ønskede lejrning, herunder ATV- lejrning.



UNIVERSALPUDE
4 kamre

** 80 x 80cm	4157 05 .. - HMI nr. 55582
--------------	----------------------------

Denne pude kan bl.a. rulles og tilpasses til mange formål. Indsættelse: [alle kropsdele](#) samt hæle/knæ, div. aflastninger, støtte af fødder og hæle m.v.



RYGPUDE
med
LEJRINGSFANE

** 85 x 85 x 10/12cm	4158 05 .. - HMI nr. 55583
----------------------	----------------------------

Denne pude er velegnet til sideleje i 30° position, og pudens fane, der placeres under selve kroppen, bevirker at brugeren "fikseres" i den ønskede position. Puden ligger stabilt
Den fyldte del er 40 x 85 cm.



Flad lejringspude

** 50x85x6cm	4159 05 .. - HMI nr. 55584
--------------	----------------------------

Denne helt specielle pude er meget velegnet til støtte under ben ved sidelejrning

**** Disse bliver anvendt til Bobath-Lejrning.**



Pude
til
MICROLEJRING

(Hmi nr. 55585 er samme pude.)	
12 x 28cm H: 3-5cm.	4150 05 .. - HMI nr. 55586
20 x 30cm H: 5-7cm.	4151 05 .. - HMI nr. 55587

Puderne er perfekte på grund af deres størrelse. Til understøttelse ved "Micro lejrning".



Lejringspude "Slange"
bl.a. til 30gr. lejrning
S-FORM - anatomisk
lejringspude "Søhest"

small - 30 x 200cm	4163 05 .. - HMI nr. 55597
large - 30 x 260cm	4164 05 .. - HMI nr. 55598
small - 180 / 32cm.	4170 05 .. - HMI nr. 55599
large - 200 / 32cm.	4171 05 .. - HMI nr. 55600

Slange-puden anvendes til side- og 30° lejrning. Puden kan enten placeres bagved brugerens ryg, eller hovedet kan støttes på puden, der herefter føres ned langs kroppen og til sidst ind imellem benene.

HMI nr.: 55599/ 55600 kan fås med inderpose samt lynlås på det aftagelige yderbetræk.

"Slangen" er velegnet til både 30- og 135° lejrning.



Lejringsrulle

20 x 100cm	4160 05 .. - HMI nr. 55594
20 x 200cm	4161 05 .. - HMI nr. 55595
20 x 260cm	4162 05 .. - HMI nr. 55596

Lejringsrulle puden kan anvendes til side-lejrning samt evt. til kropstøtte ved ryg-lejrning.



U-FORM
Lejringspude

160cm	4165 05 .. - HMI nr. 55592
190cm	4166 05 .. - HMI nr. 55593

På grund af sin U-form er denne pude yders velegnet til at give brugeren en god kropstøtte ved ryglejrning. Puden placere bagved eller rundt om brugeren.

Type.

Mål.

Bestillingsnr./HMI nr.

Beskrivelse



ØREPUDE

27 x 15 x 6cm.

4181 6503.- HMI nr. 65057

Ørepude med ovalt hul for at undgå tryk på selve øret.



**Arm-/Hælpude
Kileformet**

18 x 40 x 8/0cm.

4169 0503.- HMI nr. 69442

Puden har to anvendelses muligheder.
Puden kan anvendes til at løfte hælen i forbindelse forebyggende behandling af tryksår.
Puden kan også anvendes til lejrning af en arm ved halvside lammelse.



**Hoftepude
Kileformet**

36 x 30 -10/12cm.

4172 0503.- HMI nr. 69443

Hofte pude/ Abduktionkile anvendes til at støtte hoften samt spredning af ben så risikoen for Hoftehlukation reduceres.



**Hælpude
med velcro strop
(Skumfyldt pude)**

25 x 20 x 5cm.

5830 1503.- HMI nr. 65055

En lille og praktisk hælpude med en bred elastikstrop så puden kan fikseres til foden.
Puden er skumfyldt og har som standard PU betræk med lynlås



**Knæpude
med velcro strop
(Skumfyldt pude)**

25 x 20 x 5cm

2018 1402.- HMI nr. 69441

Knæpuden er skumfyldt og har en elastisk velcro strop så puden kan fikseres rundt om knæet.
Bemærk: Stroppen må ikke strammes så den laver mærker i huden



**Innovativ
personbeskytter
til montering
på sengehest
(Skumfyldt)**

h

L= 60 cm, h= 35cm

97090004 HMI nr. 69377

L= 60 cm, h= 40cm

4500 7503 HMI nr. 55588

L= 80 cm, h= 35cm

97090007 HMI nr. 69378

L= 80 cm, h= 40cm

4510 7503 HMI nr. 55589

L= 90 cm, h= 35cm

97090001 HMI nr. 69379

L= 90 cm, h= 40cm

4511-7503 HMI nr. 69380

L= 110 cm, h= 35cm

97090036 HMI nr. 113237

L= 110 cm, h= 40cm

97090008 HMI nr. 87032

Brugeren beskyttes effektivt mod slag, klemning, gnidnings-skader og shear. Man minimerer eventuelle opståede tryk-mærker på arme og ben og giver desuden en god beskyttelse, når man sidder på sengekanten.
Beskytterne kan anvendes på både enkelt og forhøjede sengeheste.

Type.

Mål.

Bestillingsnr./HMI nr.

Beskrivelse



Hygiejnepude

25 x 20 x 15 cm

97060246- HMI nr. 104859

Hygiejne pude anvendes ved intim vask.
 Puden er velegnet til personer som abducerer eller indadroterer meget i hoften.
 Puden er udført i hård koldskum med afrundet kanter.
 Overfalden er behandlet med PUR-Hud,
 Så betræk undgås.



Rygstøttepude

50 x 40 x 35 cm

97060247- HMI nr. 104860

Rygstøtte puden anvendes til personer der har behov for rygstøtte, når de sidder på sengekanten. Størrelsen af puden medfører at den ligger meget stabilt, især når sengehesten i modsatte side anvendes som ekstra stabilisering af puden.
 Dermed kan personen trygt læne sig op af puden.
 Puden udført i koldskum med aftageligt PU- betræk.

Rengøring: Vaskbar ved 60°. Rengøring foretages ved aftørring med opvredet klud. Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler. Rengøres evt. med **DESINFEKT. SERVIETTER/KLUDE – Sani-Coth Active Wipes Alkohol fri eller Chlor + 1000**. Bemærk: Servietter med chlor/alkohol kan reducere levetiden på PU- materialer.
 Et aftageligt PU betræk kan vaskes op til 95° C. Følg anvisningen på label, der er fastgjort til betrækket, f.eks. kan et PU betræk vaskes ved 95°C – PUROTEx ved 60° C, Puderne kan vaskes v/60°C, men anbefales ikke på grund af vanskelighed ved tørring af indholdet, særligt de store puder kan tage lang tid at tørre!.

