



CareLine Jutlandia PL 135/165S Lift

Den unikke CareLine Jutlandia lift med parallel asymmetrisk benspredning bevirker en større fleksibilitet i de fleste forflytningssituationer, hvor en traditionel lift med V-spredning af benene ikke har de tilsvarende muligheder.

Den væsentlig større åbning mellem benvangerne muliggør løft fra siderne af kørestol, toiletstol, lettere løft fra gulv m.m.

Benspredningen foregår parallelt i en regelmæssig rytme.

Polstret løfteåg er standard

Højderegulerbart håndtag



Stålift

CareLine Jutlandia PL 165 Stålift er udstyret med integreret knæpude og fodplade. Fodpladen er vinklet, således at den modvirker unødigt belastning af ankler og fodled, såfremt personen er ude af stand til at strække benene.

CareLine Jutlandia PL 165 Stålift er et vigtigt terapeutisk hjælpemiddel i forbindelse med optræning af brugerens muskler og balancefunktioner, og den gør herved brugeren i stand til at udnytte sine evner til især at rejse sig og stå op.

Liften er udstyret med velfungerende hjul, som muliggør let transport, også på tæpper.



Art nr.:
2001S-165-1: PL 165 / Faaborg
2001S-165-2: PL 165 / Linak
HMI 13898/46623

Art nr.:
2001-135-1: PL 135 / Faaborg
2001-135-2: PL 135 / Linak
HMI 13892/46623
Tekniske specifikationer
PL 135/165S
Max. Løftekap..... 135/165 kg

Max. højde benvanger130 mm
Min. højde frigang..... 70 mm
Hjuldiameter 80 mm
Længde vanger950 mm
Indvendigt mål ml. ben min.....570 mm
Indvendigt mål ml. ben max.....860 mm
Udvendigt mål min.....650 mm
Udvendigt mål max.....940 mm
Venderadius.....1150 mm
Løftehøjde min.....430 mm
Løftehøjde max.....1620 mm
Total vægt: Linak / Faaborg Box45/48 kg
Vægt understel24 kg
Vægt top.....18 kg
Vægt top / Linak Box21 kg
Vægt top/ Faaborg Box24 kg
Vægt knæpude og fodplade8 kg

Generelt:

På alle PL-lifte forefindes:

- Oplader, som er integreret i kontrolboksen
- Akustisk alarm for batteriladning
- Beskyttelse mod overbelastning
- Håndbetjening, som er udstyret med pictogrammer for op/ned og ud/ind funktioner.
- Håndbetjeningen er magnetisk og kan placeres overalt på liften
- Nødstop, der afbryder spændingen til og fra batterierne
- Bremses på bageste hjul
- Ekstra op/ned funktion indbygget i Faaborg-box
- I forbindelse med Faaborg-box er der indbygget separat service-tæller

Ved strømsvigt:

Hvis strømsvigt opstår, er liften udstyret med 2 nødfunktionsknapper, således at løftearmen kan sænkes ned automatisk: en elektrisk er monteret i styringen og en manuel er mekanisk monteret på løftemotoren.
Batteriindikation af hvor meget strøm der er tilbage på batteriet