



## CareLine Jutlandia PL 165 Stålift

Den unikke **CareLine Jutlandia** lift med parallel asymmetrisk ben spredning bevirker en større fleksibilitet i de fleste forflytningssituationer, hvor en traditionel lift med V-spredning af benene ikke har de tilsvarende muligheder.

Den væsentlig større åbning mellem benvangerne muliggør løft fra siderne af kørestol, toiletstol, lettere løft fra gulv m.m.

Benspredningen foregår parallelt i en regelmæssig rytme.

Polstret løfte åg er standard.

Højderegerbart håndtag.

CareLine Jutlandia PL 165 Stålift er udstyret med integreret knæpude og fodplade. Fodpladen er vinklet, således at den modvirker unødigt belastning af ankler og fodled, såfremt personen er ude af stand til at strække benene.

CareLine Jutlandia PL 165 Stålift er et vigtigt terapeutisk hjælpemiddel i forbindelse med optræning af brugerens muskler og balancefunktioner, og den gør herved brugeren i stand til at udnytte sine evner til især at rejse sig og stå op.

Liften er udstyret med velfungerende hjul, som muliggør let transport, også på tæpper.



Serie 3389 fra hmi-basen.dk

Art no. 2001S-165-2

HMI. 13898

Max. Løftekap .....	135/165 kg
Max. højde benvanger .....	130 mm
Min. højde frigang .....	70 mm
Hjuldiameter .....	80 mm
Længde vanger .....	950 mm
Indvendigt mål ml. ben min. ....	570 mm
Indvendigt mål ml. ben max. ....	860 mm
Udvendigt mål min. ....	650 mm
Udvendigt mål max. ....	940 mm
Venderadius .....	1150 mm
Løftehøjde min. ....	430 mm
Løftehøjde max. ....	1620 mm
Total vægt .....	45 kg
Vægt understel .....	24 kg
Vægt top .....	18 kg
Vægt top .....	21 kg
Vægt knæpude og fodplade .....	8 kg

### Generelt:

#### På alle PL-lifte forefindes:

- Oplader, som er integreret i kontrolboksen.
- Akustisk alarm for batteriladning.
- Beskyttelse mod overbelastning.
- Håndbetjening, som er udstyret med pictogrammer for op/ned og ud/ind funktioner.
- Håndbetjeningen er magnetisk og kan placeres overalt på liften.
- Nødstop, der afbryder spændingen til og fra batterierne.
- Bremser på bageste hjul.

### Ved strømsvigt:

- Hvis strømsvigt opstår, er liften udstyret med 2 nødfunktionsknapper, således at løftearmen kan sænkes ned automatisk: en elektrisk er monteret i styringen og en manuel er mekanisk monteret på løftmotoren.
- Batteriindikation af hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.