

Fleksible zoneopdelt plotmadrasser fra Ekamed med udskiftelige skumelementer i forskellige hårdheder til sikring af optimal lejrning.

HMI: 83764-83cm, T1. 131135-90cm, T1. 72041-90cm, T2. 72040-100cm, T2. 86775-110cm, T2. 81268-120cm, T2. T1= Type 1, max. 150kg. T2= Type 2, max. 350kg.



Målgruppe:

- Anvendes i dag med succes til borgere med tryksårsudfordringer eller i målgruppen for at få det.
- Personvægt fra 40 kg og op til 350 kg
- Indsættelse muligt til kategori I-III (IV) efter EPUAP/NPUAP retningslinjer
- Til borgere med behov for nemt at kunne tilpasse madrassens hårdhed efter vægt eller sygdomsbillede, da det er muligt at differentiere hårdhedsgraden eller helt fjerne enkelte skumelementer
- Til borgere med behov og ønske om elevation af hovedgærde, da madrasserne leveres i højkvalitets skum, der kan klare de ekstra punktvis belastninger
- Til borgere med let eller svær allergi, da madrasserne leveres med antiallergiske inkontinensbetræk

Betydning for brugeren:

- ekTherapi madrasser giver brugeren en optimal liggekomfort
- Elementopbygningen af madrassen kan løbende let tilpasses brugerens generelle sygdomsbillede og tilpasser derfor optimalt til den enkelte
- Hygiejnen er i højsæde, da betrækket er vaskbart ved 95 ° og kan rengøres med desinfektionsservietter. Alle lynlåse har overlap på 3 sider, der reducerer indtrængningen af støvmider i madrasserne

ekaTherapi madrasser er desuden særdeles velegnet i kombination med vores fuldautomatiske tiltesystem *EKAMOVE*, såfremt brugeren hovedsageligt er sengeliggende.

Genanvendelse og ressourcebesparende:

- De højkvalitets skumelementerne gør det muligt at genanvende madrasserne
- Hygiejnen er stadig i højsæde med det strækbare brandhæmmende inkontinensbetræk, der kan vaskes ved 95° eller rengøring med desinfektions servietter eller lignende
- Betrækket er naturligvis MRSA resistent, åndbart og har Økotex godkendelse
- Nemt at håndterer på lageret og i plejen med de 2 håndtag påmonteret på siderne af madrassen sider
- De udskiftelige skumelementer i forskellige hårdheder giver en høj fleksibilitet og mulighed for at tilpasse madrasserne til de ønskede formål samt mulighed for at udskifte dele af madrassen, såfremt

det skulle være nødvendigt

ekaTherapi madrass:

Dimension:

Længde 200cm. Højde 16cm.

Bredde / Kg: 83cm / 11kg - 90cm / 12kg – 100cm / 13kg – 110cm / 14kg -
120cm / 15kg.

Selve skumplottene kan udskiftes /byttes, alt afhængig af behovet for speciel trykaflastning af borger.

Montering af betræk:

- Sørg for at selve skummadrassen vender rigtigt i forhold til betrækket. Den bløde sektion er normalt i benenden
- De 2 bærehåndtag på madrassen må kun anvendes i forbindelse med transport af madrassen og må ikke anvendes til forflytninger

Betræk:

- Betrækket er mærket med symbol (Fødder), der viser, hvordan madrassen skal vendes
- Rygning eller anden åben ild er forbudt i sengen

Rengøring Desinfektion:

- Almindelig rengøring kan foretages ved aftørring med opvredet klud
- Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler uden Klor, alkohol og tensider
- Rengøringsmidler/Servietter der indeholder klor/alkohol kan reducere levetiden på PU- materialer
- Kan vaskes ved max 95 grader, men følg vaskeanvisningen på label, der er fastgjort til betrække

Der skal anvendes sengeheste efter gældende norm (EN 1970).

Skulle der være spørgsmål kontakt os ved Surcon – tlf. 8655 7045