

Amigo Star
skolens nye **STJERNE**



child
friendly
hearing
care

F M



En diskret og behagelig FM-modtager, der hjælper børn med at koncentrere sig om den opgave, der skal laves.





Amigo Star bringer stjernerne frem i undervisningen

En **behagelig, brugervenlig og driftsikker FM-modtager**, der hjælper børn til at få det meste ud af undervisningen. Det viser sig at være mindre anstrengende at lytte, når FM-systemer anvendes i klasseværelserne. Amigo Star giver børn bedre mulighed for at koncentrere sig om det, der er mest vigtigt - det at lære.

Amigo Star kan støtte børn, der har problemer med at koncentrere sig, til at udnytte deres fulde potentiale. Denne FM-modtager hjælper børn til at kunne klare udfordrende lytte-situationer ved at levere et bedre signal-støj-forhold (SNR).

Amigo Star er den seneste udvikling af Amigo FM-løsningerne. Designet til dagligdagssituationer, og med vores løfte om at være "brugervenligt FM", bliver Amigo Star **skolens nye stjerne**.

Amigo Star kan bruges til at hjælpe børn:

- ★ uden hørebesvær men med taleforståelsesvanskeligheder
- ★ med lyttebesvær
- ★ med læsevanskeligheder
- ★ med et andet modersmål



"Hun mente, det hjalp hende med at være opmærksom. På et vist tidspunkt sagde hun, 'Jeg prøvede at dagdrømme i dag, men kunne ikke!'"

Sarah T., lærer

Stjerne kvalitet med stor ydeevne

At anvende FM-udstyr i klasseværelset handler om flere ting: At gøre det lettere for læreren at anvende og samtidig sikre, at eleverne drager fordel af de forbedrede lytteforhold

Børn bruger store mængder energi på at prøve at følge med i, hvad der foregår i timerne og at forstå, det de kan høre. Samtidig ønsker lærerne at sikre, at ingen elever går glip af oplysninger, og at de anvendte redskaber er effektive og enkle.

Med Amigo Star kan børn ignorere distraherende baggrundsstøj, så de derved kan bruge deres energi på at lære (Howard et al. 2010, Johnston et al. 2009)^{1,2}. Amigo Star giver adgang til lærerens stemme ved så at sige overvinde afstanden til og forbedre i stedet for forøge signal-støj-forholdet i barnets øre. Amigo Star er behagelig, smart og diskret at have på og leverer forbedret taleforståelse. Dette medvirker alt sammen til muligheder i stedet for muligheder til at følge med i timerne.

For lærerne vil Amigo FM-systemet gøre det nemmere at tale til hele klassen ved at fokusere på det, der er mest vigtigt - selve undervisningen. Amigo Star sikrer at de er mere tydelige for børn, der har problemer med at forstå, uanset hvor de er i klasseværelset, fordi hvert eneste ord kan høres.

Behagelig


Designet og brugertilpasset med Corda² tyndslanger og tipper, så de er behagelige at have på og diskrete med øjeblikkelige lyttefordele.

Nem at håndtere

Intuitivt bruger-interface med LED visuel statusindikator, lydstyrkehjul med programmerbar lås, børnesikret batteriskuffe og kanalsøgningsknap.


Pålidelig

Det robuste design, billige reservedele, et fantastisk voksfiltre og nem rengøring betyder forbedret holdbarhed.



1. Howard et al. (2010) Listening effort at signal-to-noise ratios that are typical of the school classroom. International Journal of Audiology 49(12):928-932.

2. Johnston et al. (2009) Multiple benefits of personal FM system use by children with auditory processing disorder (APD). International Journal of Audiology 48(6):371-383.



Kategoriens
mest behagelige



"Den kan jeg lide. Den ser rigtig smart ud, og den tynde slange er helt fin. Jeg kunne næsten ikke se den, da jeg kiggede i spejlet."

Brittany, 13 år gammel, 8. klasse

Behagelig

Nem at håndtere

Pålidelig

Amigo Star integreres nemt i klassen

Det smarte og praktiske design sikrer, at Amigo Star integreres perfekt ind i klasse miljøet, så det bruges oftere

Mange af de udfordringer man møder, når skolebørn og teenagere skal acceptere hørehjælpemidler forsvinder, hvis man kan finde en behagelig enhed, som de kan anvende uden at miste selv tilliden. Amigo Star er virkelig diskret og findes i mange forskellige farver. Den er også behagelig at have på, fordi den kan tilpasses, så den passer til barnets øre. Og fordi Amigo Star giver eleverne adgang til de lyde, de har brug for, for at kunne høre tydeligt, er det nemmere for dem at lytte og koncentrere sig, hvilket forøger brugstiden.

Amigo Star tilbyder:

- ★ Diskret fremtoning med diskrete Corda² tyndslanger og tipper
- ★ Frekvensrespons baseret på DSL pædiatriske tilpasningsrationale
- ★ Overholder verifikationsprocedurerne som anbefalet af fagorganisationer
- ★ Fantastisk lyd kvalitet, der fremmer accepten
- ★ Forbedret SNR
- ★ Brugertilpasset til hver elevs øre og øregang

★ Amigo Star passer til alle slags ører



Amigo Star FM-
modtager i 6 farver

Slanger i
4 størrelser

Tipper i
3 størrelser

“Den funktion jeg virkelig godt kunne lide, var den knap i bunden, der søgte efter den nærmeste sender i lokalet. Det var helt sikkert meget nyttigt.”

Shaina, pædagogisk audiolog

Nemt at anvende –
nemt at håndtere

Lydstyrkeregulering

LED-indikator

Kanalsøgning



Behagelig

Nem at håndtere

Pålidelig

Farvel til kompleksiteten

I modsætning til mange andre kommunikationsenheder er Amigo Star helt enkelt en Plug-and-Play-løsning, der er driftsikker og hurtigt klar til brug

Ofte kan FM-systemer være komplekse. Kravet til systemet bør dog være, at det skal være nemt at anvende. Det er lige netop, hvad Amigo Star er.

Amigo Star er en intuitiv og brugervenlig FM-modtager-enhed med mange unikke funktioner: Kanalsøgning, lydstyrkehjul med programmérbar lås og en LED visuel statusindikator.

Nem at håndtere:

- ★ Regulering af lydstyrken på Amigo Star
- ★ LED-statusindikator, der bekræfter, når Amigo Star er tændt og FM-signalet bliver modtaget
- ★ Nemt at placere på øret og tænde
- ★ Kanalsøgningsknap, der gør det let at synkronisere kanaler




Nem indstilling



Sender, der bæres ved hoften med et bælteklips



Knaphulsmikrofon (boom-mikrofon kan også leveres)



Det er nemt at sætte Amigo Star på og i barnets øre

"Jeg mener, at systemet er godt, da det er let at udskifte slanger, tipper og andet. Hvis noget går i stykker eller bøjer, kan du bare sætte en ny på. Jeg har overhovedet ikke haft nogen problemer."

Shaina, pædagogisk audiolog

Tager pålidelighed
til nye højder



Et **pålideligt** valg

Nu kan lærere anvende et robust designet FM-system

At skulle løse tekniske problemer i timerne spilder tid og er frustrerende for både lærere og elever. Mange løsninger kan ikke klare det slid, der opstår, når de bruges af mange unge mennesker, og reparationer kan både være dyre og tidskrævende. Lærere kan være sikre på, at Amigo Star vil være holdbar.

Amigo Star er vandafvisende og kan tåle at blive tabt ved et uheld. Amigo Star er let at vedligeholde takket være Corda² tyndslanger og tipper. I modsætning til lignende FM-enheder med et fast modtager-i-øret-design vil Amigo Stars udskiftelige system til øret sikre en brugertilpasset pasform. De er desuden lette at udskifte, både for lærere og elever.

Hvorfor skiller Amigo Star sig ud?

- ★ Tilpasset den enkelte elevs øre og øregang
- ★ Nemt at gøre rent, og hygiejnisk med udskiftelige tipper
- ★ Vandafvisende (IP57-klassifikation)
- ★ Kan tåle at blive tabt ved et uheld



Udskiftelige slanger



Udskiftelige tipper

Vi står altid **parat** til at hjælpe

Oticon bestræber sig på at imødekomme lærerbeho
v samt forbedre børns indlæring

Du kan være sikker på, at Amigo Star er nemt at anvende vedlig-
holde, og er pålideligt.

Support:

- ★ Whitepapers, med nyttig viden, der kan hjælpe dig.
- ★ Pædiatrisk hjemmeside med testimonials fra bl.a. skolelærere og børn
- ★ Instruktionsvideoer om, hvordan man anvender Amigo Star
- ★ Brugervejledning for Amigo Star

Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.oticon.dk/amigo





Amigo Star FM-systemet

Mikrofoner



Knaphulsmikrofon:

Knaphulsmikrofon, der med klips kan anbringes i brysthøjde. Praktisk og nem at anvende.

Boom-mikrofon:

Justérbar boom-mikrofon. Bedre SNR i meget støjende undervisningssituationer.

Sender



T30/T31:

Sender med LCD-display. LED-statusindikator (tændt, lydløs, fladt batteri). Trådløs programmering af Amigo Star og andre Amigo-modtagere. Trådløs synkronisering med et enkelt tryk. Mute via et enkelt tryk. Team Teaching med et enkelt tryk (kun T31). Audio Input. Kanalsøger, der gør det let at håndtere kanaler. Valg af enten knaphuls- eller boom-mikrofon.

Amigo Star



Amigo Star

Batteristørrelse 312. 55 timers batterilevetid. Trådløs rækkevidde på op til 30 m. 50 dB SNR. Vandafvisende (IP57-klassifikation). Volumenkontrol med tænd/sluk-funktion. Kanalvalg med trykknop. LED-statusindikator (tændes når FM-signalet bliver modtaget). 6 forskellige farver.

Vi præsenterer kategoriens bedste

Mange forskellige smarte farver
og tilpasningsmuligheder



Amigo-serien

Sendere



Oticon Amigo T30: En kropsbåren sender til anvendelse i undervisningsøjemed. Senderen kan også anvendes til både programmering og tilpasning.

Oticon Amigo T31: Samme funktioner som for T30, samt med indbygget Team Teaching.



Oticon Amigo T10: En personlig sender til mange forskellige situationer.

Tilbehør



Oticon Amigo WRP: Programmeringsenhed for trådløs tilpasning af alle Amigo-modtagere med en FM-kanalguide til proaktiv kanalstyring.



Amigo eZync: Leverer øjeblikkelig synkronisering af Amigo-modtagere, så der ikke er behov for individuel synkronisering.

Modtagere



Oticon Amigo Arc: Universal halsslynge-modtager til alle apparater med telespole inklusiv Cochlear Implant. Findes i fem farver.



Oticon Amigo R2: Universal-modtager til næsten alle BTE-apparater. Fungerer også med Amigo FM-CI adapteren til Cochlear Implant. Med en unik trykknafbryder og kanalsøgning.



Oticon Amigo R2BA: Universal-modtager til Oticon Medical Pontos benforankrede lydprocessorer. Samme egenskaber som Amigo R2.



Oticon Amigo R7: Dedikeret modtager til Oticon Sumo BTE-modeller. Samme egenskaber som Amigo R2.



Oticon Amigo R12: Dedikeret modtager til Oticons BTE- og RITE-modeller heriblandt alle Oticons Safari-modeller. Trykknafbryder og kanalsøgning. Findes i 13 farver, der passer til Oticons høreapparater.



Amigo Star: FM -modtager. Findes i 6 farver.



Beskyttelsescovers

10 farvestrålende beskyttelsescovers til alle Amigo-sendere.

Diamond
Black

Silver

Chestnut
Brown



People First

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt

child
friendly
hearing
care

Det kræver en målrettet indsats at hjælpe børn med nedsat hørelse eller andre høreproblemer til at nå deres fulde potentiale. Det er derfor, vi leverer de løsninger og serviceydelser, som fagfolk og pårørende har brug for til at give børnene de muligheder, de fortjener. Det er, hvad børnevenlige løsninger handler om.

