


# UNI-DEX

ENKEL OG NEM AT BRUGE




1. Trykknop/svarknap
2. HA-mik Fra-knap
3. Halsslynge
4. Mikrofon
5. Batteri indikator
6. Opladningsstik
7. Jack-stik



Ved at vælge Widex høreapparater vælger du produkter fra en WindMade certificeret virksomhed. WindMade er det første globale forbrugermærke til identifikation af virksomheder, som anvender vindenergi.

[WWW.WIDEX.DK](http://WWW.WIDEX.DK)



Widex og DEX er varemærker registreret af Widex A/S.



Trykt af KLS/2014-03  
9 502 3613 010 #01

Widex A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lyngby.

**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING

# UNI-DEX

PLUG & PLAY BRUG MED MOBILTELEFON



**DEX**<sup>™</sup>  
A WIRELESS WORLD

# EN HELT NY VERDEN AF **TRÅDLØS LYD**

Med DEX™ audioudstyr fra Widex kan du få glæde af en helt ny verden af lyd.

Udstyret gør det nemt at kommunikere mellem dine høreapparater og audioudstyr, fjernbetjening, fjernsyn og mobil- eller fastnettelefoner.

## **UNI-DEX**

UNI-DEX, der bæres om halsen, er en **såkaldt 'plug & play' løsning**, der gør det nemt at bruge mobiltelefon.

Den indbyggede mikrofon i UNI-DEX gør det muligt at **tale håndfrit** i mobiltelefon eller på Skype via pc eller tablet.

Hvis baggrundsstøjen generer dig, kan du med UNI-DEX' unikke **"HA-mik fra"-funktion (Room Off)** slå høreapparatets mikrofoner fra midlertidigt, så du kan koncentrere dig om samtalen.

UNI-DEX kan også bruges sammen med dit personlige audioudstyr.

UNI-DEX er **nem at bruge**. Sæt jack-kablet i mobiltelefonen eller audioudstyret, hæng UNI-DEX rundt om halsen, og så er du klar til at lytte. Streamingen starter automatisk.

UNI-DEX har lang batterilevetid. Den kan streame i op til **40 timer**. Og en fuld genopladning tager kun en time.

