

iFLOAT

Når man har nedsat muskelkraft, kan daglige aktiviteter såsom spisning og arbejde være alvorligt trættende.

Den mekaniske armstøtte er designet til folk med nedsat muskelfunktion - uanset årsagen.

Den mekaniske armstøtte kompenserer vægten af armen på en sådan måde, at man med minimal kraft kan bevæge armen med stor horisontal og vertikal rækkevidde.

Det er den lodrette bevægelseskompensation, der gør daglige gøremål meget enklere at udføre.

iFLOAT kan let monteres på et bord ved hjælp af et skruestik eller på en (køre-)stol ved hjælp af et beslag. Skruestikket har en 'bred munding', så den kan bruges på de fleste typer af borde og bordtykkelser.

Uanset om iFLOAT bruges på et bord eller en kørestol kan armstøtten nemt parkeres, så man hurtigt kan frigøre sig fra armstøtten, når man er færdig med at bruge den.

Ligeledes kan iFLOAT justeres i løbet af få sekunder, så armen balancerer afslappet i armstøtten, uden at skulderen trækkes op eller hænger uhenigtsmæssigt ned og giver en skæv siddestilling.



FAKTA:

- iFLOAT gør armen lettere, da den bærer armens vægt under aktiviteten
- iFLOAT giver en fri vandret og lodret bevægelse uden stor anstrengelse
- Faciliterer til armens naturlige bevægemønstre
- Armstøtten kan justeres trinløst og på få sekunder, så man hurtigt er i gang
- Kan fastgøres på de fleste borde ved hjælp af skruestikket - og på stole og kørestole med et særligt beslag
- Ergonomisk arm- og albuestøtte
- Nem parkering af iFLOAT, når man er færdig, eller når den ikke benyttes
- iFLOAT er nem at bringe med sig, hvis man ønsker at bruge den andre steder
- Samlet vægt af iFLOAT: 2,2 kg.

Se mere på www.gmcare.dk

Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon

51 15 01 10

eller på mail info@gmcare.dk

Du er også velkommen

til at komme forbi vores showroom på

Bjergbygade 39 A

4200 Slagelse