

Poollift, komplet

HMI NR.: 89914 | PRODUKT NR.: PO-10000



Poollift til flytning over i bassin. Med separat badestol og stor aktionsradius for tryk betjening.

POOLLIFT, KOMPLET

Patienten placeres i badestol, og derefter kobles stolen til løftearmen ved bassinet. Patienten sænkes herefter nænsomt ned i bassinet. Poolliften kan køres i redskabsrum efter brug.

- Poolliften bruges til flytning over i bassin
- Separat badestol og stor aktionsradius for tryk betjening
- Bruger placeres i badestol væk fra bassin, kobles på løftearm ved bassin
- Løftearm kan stå op til 90 cm fra bassinkant, så betjeningen kan foregå i behagelig afstand fra bassin



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Sædebredde 55 cm
- Løfteområde over/under bassin 75-105 cm
- Egenvægt 40 kg
- Max belastning 130 kg
- IP klasse IPX4
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk