

WIDEX **DRY-GO UV™**

ELEKTRONISK TØRREBOKS



WIDEX DRY-GO UV **- til perfekt tørring og rensning**

WIDEX DRY-GO UV™ elektronisk tørreboks er perfekt til brug for vedligeholdelse af dine høreapparater og ørepropper.

Lille, bærbar og brugervenlig - med DRY-GO UV kan du rense og tørre dine høreapparater i løbet af natten.

Og fordi tørreboksen bruger ultraviolet (UV) lys, er den fuldkommen hygiejnisk. Dermed nedsættes risikoen for øreinfektion.

- Brugervenlig: startes blot ved berøring af sensoren
- Slukker automatisk efter tre timers tørring
- Energibesparende: bruger meget lidt strøm
- Standardoplader: kan bruges overalt
- Hygiejnisk: renser med UV-lys
- Sikker: UV-lyset slukkes ved åbning af låget
- Beskytter: forlænger dine høreapparaters levetid





Perfekt tørring med naturligt flow af opvarmet luft



5V mikro-USB-standardstik giver fleksibilitet



Hygiejnisk rensning med UV-C-lys



Nem betjening ved berøring af sensor



Automatisk temperaturregulering



Standser automatisk efter 3 timers tørring



Energieffektiv og sikker

WWW.WIDEX.DK



Trykt af KLS/2013-08
9 502 3571 010 #01



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C022933



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING