

GELSEAT® Clinic siddepude

# Anatomisk udformet siddepude



## Siddepude til forebyggelse af tryksår

GELSEAT Clinic siddepuden kan bruges til forebyggelse og behandling t.o.m. stadie 4 (Højrisiko) i henhold til EPUAP's definitioner og Norton og Braden skalaen ifht. udvikling og behandling af tryksår.

Anatomisk udformet siddepude i skum og gel, som sørger for et ideelt mikroklima, samt med skridsikker bund.

To-lags højelastisk skumkerne og topstykke af GELTOUCH® åndbar åbencellet, brandhæmmende CM HRskum (ottobock) og GELTOUCH® med køleeffekt, som kan autoklaveres op til 105° iht. RKI guidelines.

Også velegnet til borgere og patienter med smerteproblematikker. Brugervægten er 20-120 kg.


## Betræk

Aftageligt brandhæmmende, ånd- og strækbart inkontinensbetræk. Betrækket er bakterie og -virusikkert og kan desinficeres og vaskes op til 95° - kan tørretumbles på laveste temperatur. Betrækket er PVC-fri og har skjult lynlås.

Kontakt vores sundhedsfaglige produktspecialister for at høre nærmere om brugen af produktet

## GELSEAT® Clinic siddepude

# Anatomisk udformet siddepude



Kontakt vores sundhedsfaglige produktspecialister for at høre nærmere om brugen af produktet

## GELSEAT® Clinic siddepude

# Anatomisk udformet siddepude

### Varianter

| Varenr. | Varebeskrivelse           | Mål B/D/H   | Varenr. | Varebeskrivelse             | Mål B/D/H   |
|---------|---------------------------|-------------|---------|-----------------------------|-------------|
| 943738  | GELSEAT® Clinic siddepude | 38x40x8 cm. | 943758  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 38x40x8 cm. |
| 943739  | GELSEAT® Clinic siddepude | 40x40x8 cm. | 943759  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 40x40x8 cm. |
| 943740  | GELSEAT® Clinic siddepude | 40x42x8 cm. | 943760  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 40x42x8 cm. |
| 943741  | GELSEAT® Clinic siddepude | 41x46x8 cm. | 943761  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 41x46x8 cm. |
| 943742  | GELSEAT® Clinic siddepude | 42x40x8 cm. | 943762  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 42x40x8 cm. |
| 943743  | GELSEAT® Clinic siddepude | 42x42x8 cm. | 943763  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 42x42x8 cm. |
| 943744  | GELSEAT® Clinic siddepude | 42x44x8 cm. | 943764  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 42x44x8 cm. |
| 943745  | GELSEAT® Clinic siddepude | 42x46x8 cm. | 943765  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 42x46x8 cm. |
| 943746  | GELSEAT® Clinic siddepude | 42x52x8 cm. | 943766  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 42x52x8 cm. |
| 943747  | GELSEAT® Clinic siddepude | 45x42x8 cm. | 943767  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 45x42x8 cm. |
| 943748  | GELSEAT® Clinic siddepude | 45x44x8 cm. | 943768  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 45x44x8 cm. |
| 943749  | GELSEAT® Clinic siddepude | 45x46x8 cm. | 943769  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 45x46x8 cm. |
| 943750  | GELSEAT® Clinic siddepude | 46x51x8 cm. | 943770  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 46x51x8 cm. |
| 943751  | GELSEAT® Clinic siddepude | 48x42x8 cm. | 943771  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 48x42x8 cm. |
| 943752  | GELSEAT® Clinic siddepude | 48x44x8 cm. | 943772  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 48x44x8 cm. |
| 943753  | GELSEAT® Clinic siddepude | 48x46x8 cm. | 943773  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 48x46x8 cm. |
| 943754  | GELSEAT® Clinic siddepude | 50x42x8 cm. | 943774  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 50x42x8 cm. |
| 943755  | GELSEAT® Clinic siddepude | 51x44x8 cm. | 943775  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 51x44x8 cm. |
| 943756  | GELSEAT® Clinic siddepude | 51x46x8 cm. | 943776  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 51x46x8 cm. |
| 943757  | GELSEAT® Clinic siddepude | 52x52x8 cm. | 943777  | Betræk GELSEAT® Clinic pude | 52x52x8 cm. |

Kontakt vores sundhedsfaglige produktspecialister for at høre nærmere om brugen af produktet