



Invacare[®] | **Soft Tilt**

Innovativ og automatisk aflastning til borgere og personale



Soft Tilt er et innovativt system der sammen med **SB755** plejesengen tilbyder:

- Kontinuerlig automatisk trykaflastning
- Effektiv hjælp til forflytning og håndtering af sengeliggende borgere
- Tryghed og ro for borgerne

Ud over fordelene for borgeren medvirker **Soft Tilt** til at skabe:

- Optimalt arbejdsmiljø
- Bedre anvendelse af personaleresourcer



Automatisk trykaflastning

Soft Tilt kan programmeres til, automatisk og med forskellige Interval, at skifte position igennem hele døgnet. På den måde imødekommes den enkelte borgers specifikke behov for effektivt at forebygge udviklingen af tryksår.

Optimering af arbejdsmiljøet

For plejepersonaler, der arbejder alene hos borgeren, er **Soft Tilt** et ideelt forflytningsredskab. Ved hjælp af håndbetjeningen kan siderne manuelt eleveres op til 60°. Dette forenkler fx pålægning af løftesejl. **Soft Tilt** fungerer også som effektiv hjælp ved udstigning af sengen til stående position.





Profilering af liggeflade

Soft Tilt installeres enkelt på **SB755** og følger liggefladens bevægelser for at skabe en komfortabel position for borgeren samt understøtte udstigning af sengen.



Manuel funktion

Når **Soft Tilt** anvendes manuelt, kan siderne vinkles op til 60°. Denne funktion anvendes i forbindelse med pleje- og forflytningsopgaver.



Sansestimulering

Soft Tilt kan programmeres til stille at vippe liggefladen fra side til side. Denne "kramme"/"vugge" funktion, skaber tryghed og ro for borgeren.



Intuitiv håndbetjening

Den intuitive og enkle håndbetjening bruges når **Soft Tilt** anvendes manuelt.



Automatisk funktion

Når **Soft Tilt** er indstillet til at fungere automatisk, eleveres den ene side en anelse først. Når den anden side har nået den endelige position (max 30°), sænkes den første side til vandret igen. Således oplever borgeren et trygt og behageligt positionsskift.



Programmerbar kontrolboks

Soft Tilt leveres med kontrolboks med én forprogrammeret indstilling og mulighed for yderligere to programmeringer. De indstillede programmer aktiveres ved tryk på en enkelt tast.









Betræk

Blåt betræk med elastiske stropper til at holde madrassen på plads. Betrækket kan maskinvaskes.

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacares website: www.invacare.dk

	Max vinkel ved manuel anvendelse	Max vinkel ved automatisk anvendelse	Tidsinterval ved automatisk anvendelse	Max brugervægt	Tungeste del af produktet	Betræk
						
Soft Tilt	60 °	30 °	0 - 180 minutter	170 kg SWL 185 kg	15 kg	Vaskbar 80 °


NB

Soft Tilt må ikke anvendes af patienter under 12 år eller patienter med kropsstørrelse ækvivalent med en 12 år gammel eller mindre. **Soft Tilt** må alene anvendes i kombination med **SB755**.

Testet i hht IEC 60601-2-52

Stelfarve

Hvid



Soft Tilt produceres af GDV Technology på vegne af Invacare



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark

Trusted Solutions,
Passionate People

