

**ROPOX™**

BETTER WAYS TO BETTER DAYS



**Sejl**

Giver komfort og tryghed


# DOMINO sejl

i gråt polyester, komfort materiale

Disse sejl er udført i en specialfremstillet spundet polyester, der forener komfort med en utrolig styrke. Materialet er smerglet på indersiden, hvilket giver sejlet en bomulds-ligenende overflade, der både er komfortabel for brugeren og samtidig sikrer, at sejlet ikke glider. Materialet er brandhæmmende.



**Domino Hygiejne** sejlet er inkl. tryghedsbælte. Anvendes ved løft til og fra siddende stilling. Velegnet til hygiejne og toiletbesøg.



**Domino Aktiv** sejlet støtter hoften og ryggen. Ernematarbejdede med, daryog bensektion er polstret med hårdtskum materiale. Tryghedsbælte som tilbehør.



**Domino Classic.** Helsejle med polstrede benstøtter. Er specielt velegnet til forflytning fra liggende stilling. Støtter hele kroppen. Ekstra skumpolstring i ben-, krop- og hovedsektion for bedre komfort.



**Domino Thorax** sejl til stålift. Unikt design og polstring giver optimal støtte i forbindelse med brug af stålift. Fås også uden polstring under arme.

## Dolphin sejl i hvidt netmasket polyestermateriale

Til brug i forbindelse med bad og brus. Giver vandet fri passage og letter rengøringen.



Dolphin Classic er specielt velegnet til forflytning fra liggende stilling, da hele kroppen støttes. Netvævs materialet betyder, at sejlet er velegnet til bad og brus, da vandet har fri passage og rengøringen lettes.

## Tilbehør



Hvis man ønsker yderligere mulighed for tilpasning af løfteindstilling, kan man påmontere en forlængerstrop på 20 cm.

# BESTILLINGSINFORMATION

Vare nr.	Beskrivelse
<b>Domino Thorax</b>	
<b>Domino Løftesejl kun til Stålift</b>	
25-43011	Domino Thorax sejl med polstring. Small, max livvidde 70cm
25-43012	Domino Thorax sejl med polstring. Medium, max livvidde 100cm
25-43013	Domino Thorax sejl med polstring. Large, max livvidde 130cm
25-43014	Domino Thorax sejl med polstring. X Large, max livvidde 150cm
25-43015	Domino Thorax sejl med polstring. XX Large, max livvidde 170cm
25-48013	Domino Thorax sejl uden polstring Large, max livvidde 130cm
25-48014	Domino Thorax sejl uden polstring. X Large, max livvidde 150cm

<b>Domino Hygiejne</b>	
<b>Domino Løftesejl til Bad og Toilet</b>	
25-48021	Domino Hygiejne sejl. Small, incl. Mavebælte, max livvidde 70cm
25-48022	Domino Hygiejne sejl. Medium, incl. Mavebælte, max livvidde 110cm
25-48023	Domino Hygiejne sejl. Large, incl. Mavebælte, max livvidde 125cm
25-48024	Domino Hygiejne sejl. X Large, incl. Mavebælte, max livvidde 150cm
25-48025	Domino Hygiejne sejl. XX Large, incl. Mavebælte, max livvidde 170cm

<b>Domino aktiv</b>	
<b>Domino Løftesejl med polstrede Ben- og Rygstøtte</b>	
25-48041	Domino Active sejl. Small.
25-48042	Domino Active sejl. Medium.
25-48043	Domino Active sejl. Large.

<b>Domino Amputationssejl</b>	
<b>Domino sejl med polstrede Ben- og Rygstøtte</b>	
25-48031	Domino Amputationssejl. Small
25-48032	Domino Amputationssejl. Medium
25-48033	Domino Amputationssejl. Large

<b>Domino Classic</b>	
<b>Domino Helsejl med Polstrede Hoved- og Benstøtter</b>	
25-49011	Domino Classic. Small.
25-49012	Domino Classic. Medium.
25-49013	Domino Classic. Large.
25-49014	Domino Classic . X Large.
25-49015	Domino Classic . XX Large.

<b>Dolphin Classic</b>	
<b>Dolphin Helsejl i net med Hovedstøtte og polstrede Benstøtter</b>	
25-41011	Dolphin Classic. Small.
25-41012	Dolphin Classic. Medium.
25-41013	Dolphin Classic. Large.
25-41014	Dolphin Classic. X Large.

<b>Sejl kun til All-In-One gålift</b>	
25-45021	Sejl til gålift. Small. Max livvide 90 cm
25-45022	Sejl til gålift. Medium. Max livvide 110 cm
25-45023	Sejl til gålift. Large. Max livvide 125 cm
25-45024	Sejl til gålift. X Large. Max livvide 150 cm

<b>Tilbehør til Domino sejl</b>	
25-40115	Forlængerstrop 20 cm. Kan anvendes på alle typer Domino sejl

**ROPOX™**  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

Ropox A/S  
Ringstedgade 221  
4700 Næstved  
Telefon 5575 0500  
Telefax 5575 0550  
Info@ropox.dk  
www.ropox.dk