

# TurnAid Udstigningsbøjle ENKELT

**Varenummer: 10055**  
**HMI nummer: 109734**  
**Mål: 230 mm x 470 mm**



Kan placeres i flere forskellige stillinger på sengen.

Giver støtte ved ind- og udstigning af sengen.

Kan bruges som støtte i forbindelse med påklædning.

Leveres med afstandsstykker som gør det muligt at montere udstigningsbøjlerne på de fleste standardsenge.

# TurnAid Udstigningsbøjle DOBBELT

**Varenummer: 10060**  
**HMI nummer: 109735**  
**Mål: 230 mm x 480 mm**



Den dobbelte udstigningsbøjle har samme funktion som den enkelte udstigningsbøjle.

Den ekstra længde giver ekstra støtte.

Kan drejes, så der gives yderligere støtte fra at sidde til at stå, hvilket kan gøre det muligt for brugeren at "trække" sig op fra kørestol og dreje sig rundt til sengen.

Den giver også ekstra støtte fra gående f.eks. med rollator til siddende på sengekanten