


RotoFlex® Basic

TILBEHØR



Afstandsstykke

Den korrekte afstand fra sengen til væggen opretholdes med afstandsstykket, så rygsektionen ikke rører væggen, når den er hævet. Afstandsstykkerne har hver et lille beskyttelseshjul i enderne.



Sengegalge

Med trekantet håndtag. Håndtagsstroppen kan justeres i længden eller fås med en automatisk tilbagekoblingsmekanisme. Bæreevne: 70 kg En infusionsflaskeholder kan eventuelt fastgøres til den øvre ende.



Gribehåndtag

Indstilleligt og låser automatisk i forudbestemte positioner. Brugeren får yderligere support under mobilisering. Håndtaget kan svinges til siden, hvis det sidder i vejen og det kan bevæges indad og justres til den enkelte borger.



Sengeheste

Sengehestene giver ekstra støtte til borgeren og de kan nemt slås til side eller fjernes helt ved behov.



Små sengeheste

De små sengeheste kan installeres i skulderområdet eller ved fødderne og giver yderligere sikkerhed og stabilitet for borgeren. Skinnerne klikkes nemt af og på på begge sider af sengen.



TriOptima® madras

Tre-lags madras, der sikrer jævn trykfordeling, forhindrer at man synker for dybt ned i madrassen og et stabiliserende lag med et forankringssystem, der integrerer madrassen med indstillingsmulighederne i RotoFlex®.



Viskoelastisk pude

Specielt designet pude lavet af viskoelastisk skum. Puden holdes på plads i sengen, så den ikke glider ned eller klumper sammen, når borgeren sidder op. Indstilles nemt i højden til den enkelte borger.

Der findes flere former for madrasser til RotoFlex®-sengen, herunder vekseltrykmadrass. Spørg os ved særlige behov.