

magnide 2in1

simply smile

NEW

Magnide® 2in1

Den ultimative løsning i ét produkt til på- og aftagning af kompressionsstrømper og strømpebukser med lukket tå.



Problemet

Både strømpebrugere og hjælpere står dagligt over for problemet med på- og aftagning af kompressionsstrømper med lukket tå. For hjælpere giver det ofte til og med fysiske gener. Strømpebrugere, som er i stand til selv at klare processen, finder det dog ofte besværligt. Dette har en direkte effekt på den terapeutiske virkning, da strømperne ikke altid bliver brugt eller ikke sidder korrekt.

Løsningen

Magnide 2in1 er specielt designet til at lette problemerne, der opstår ved at på- og aftage kompressionsstrømper med lukket tå. Produktet er lavet af et blødt materiale, som er behandlet med en speciel coating. Denne coating bevirker, at man har et hjælpemiddel med en glat overflade som i væsentlig grad reducerer friktionen ved på- og aftagning. Magnide 2in1 hjælper til at minimere de fysiske overbelastninger, som bruger og hjælper udsættes for, samtidig med at strømperne kommer til at sidde korrekt. Dette har en positiv effekt på den terapeutiske virkning. Med en klar og enkel brugsanvisning vil mange kunne blive uafhængige af hjælpere.

Brugere

Magnide 2in1 giver en effektiv løsning for brugere af kompressionsstrømper med lukket tå, som kan tages på og af uden de sædvanlige store udfordringer. Desuden er Magnide 2in1 en stor hjælp for hjælpere og plejepersonale, som i det daglige assisterer med på- og aftagning. De undgår store fysiske belastninger.

Magnide® 2in1


Den ultimative løsning i ét produkt

Produktets fordele

- To i én
- Topkvalitet – enestående design
- Reduktion af den fysiske belastning for både strømpebruger og hjælper
- Øger strømpebrugerens uafhængighed og den terapeutiske virkning
- Strømpernes kompressionsevne holder længere
- Let at anvende
- Kan også anvendes til strømpebukser
- Tidsbesparende
- Holdbar
- Nem at tage med


Sortiment

Varenr.	Størrelse	Skostørrelse
4404556	Medium	≥ 40
4404557	Large	41-45
4404558	X-Large	≤ 46


XL er velegnet til ekstra brede fødder med cA op til 28 cm 



Elastisk bånd til aftagning af strømper



- 1** Træk Magnide 2in1 over foden (vær sikker på, at den orange flap ved tæerne er godt foldet tilbage, så magneterne får kontakt).
- 2** Træk strømpen ind over Magnide 2in1.
- 3** Glid strømpen over foden og vær sikker på, at hælen sidder rigtigt på plads.
- 4** Træk ikke strømpen højere op end, at den grønne strop kan gribes.
- 5** Træk den grønne strop roligt op, mens magneterne går op og fjern Magnide 2in1 fra strømpen.



- 1** Træk Magnide 2in1 over strømpen.
- 2** Gør den orange velcrostrop fast om anklen.
- 3** Fold det overskydende materiale ned så langt som muligt.
- 4** Fold strømpen ned over Magnide 2in1 så langt som muligt.
- 5** Skub med små bevægelser strømpen ned over Magnide 2in1. Start ved hælen.