



Alber® | **e-motion®**

Hjælpemotor med uanede muligheder



Alber e-motion

Din manuelle kørestol giver dig mulighed for at komme omkring og være aktiv, men det er ikke alle steder, at tilgængeligheden er optimal. Det betyder, at det desværre er langt fra alle kørestolsbrugere, som har mulighed for at komme rundt de steder, de gerne vil.

Ujævnheder, kantstene og bakker kan være **uoverkommelige forhindringer** og du kan være begrænset i styrke eller af smerter.

Alber's tredje generation af **e-motion** hjælpemotoren vil gøre hverdagen lettere for dig og **gøre det muligt** at overkomme de forhindringer, du møder i dagligdagen som kørestolsbruger.



Stor frihed

Alber e-motion er en brugerbetjent hjælpemotor, monteret i drivhullet på kørestolen. e-motion er alsidig og kan anvendes både **udendørs og indendørs**.

Med **e-motion** vil du opleve stor frihed. Hjælpemotoren aktiveres via drivringene. Ved kørsel op ad bakke eller over længere afstande er e-motion til stor hjælp for dig. Ligesom det at bremse kørestolen også bliver lettere - med ét let tag i drivringene sænkes hastigheden.

e-motion har forskellige **køreprofiler, der kan indstilles**, som du ønsker det fx til langsom kørsel indendørs og hurtigere kørsel udendørs.

Med en **Alber e-motion** monteret på din manuelle kørestol, kan du med et minimum **af kræfter** køre let og overkommeligt lige der, hvor du gerne vil - tilgængelig er ikke længere et problem.



Styrk og bevar en stærk krop

En sund og stærk krop er vigtig for dit velbefindende. Derfor er fysisk træning vigtig for at styrke din krop, dit kredsløb og forbedre din mobilitet. Desværre har du som kørestolsbruger en øget **risiko for slitage og smerter** i skuldre, arme og håndled.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, hvor hurtigt og hvor meget du belaster din krop. Og det er vigtigt at du allerede på et tidligt tidspunkt, før en evt. skade måtte opstå, **passer på din krop, dine arme og dine led**.

e-motion nedsætter belastningen markant, forebygger og afhjælper skader.

e-motion kan **indstilles og tilpasses individuelt**, nøjagtigt efter dine behov.

e-motion er hjælpemotoren for dig, som ønsker at aflaste dine skuldre, arme og håndled, men samtidig styrke dit kredsløb og forbedre din mobilitet.



Transport af e-motion

Den kompakte og lette hjælpemotor er nem at transportere fx i bilens bagagerum.



Justerbar følsomhed

Hjælpe motoren aktiveres via drivringene, der kan justeres individuelt i følsomhed for højre og venstre side.



Batterier

Lithium-ion-teknologi sikrer dig kraftoverskud, stor rækkevidde og lang batterilevetid



Drivhjul

Motorerne og batterierne er indbygget i drivhjulene. Hjulene er lette at på- og afmontere. Fås i 22", 24" og 26".



Batterilader

Lader med magnetisk ladestik, automatisk frakobling og lysindikator.



Håndbetjening

Tænd/sluk, se batterikapacitet, indstil køreprogram og aktiver "forsinket tilbageløb".



Antitip

Justerbare i højde, vinkel og længde.



Holder for håndbetjening

Holder til placering af håndbetjening under kørsel.



Drivringe og dæk

e-motion tilbydes med forskellige drivringe og dæk. Kontakt Invacare og hør mere om dine muligheder.

e-motion og smartphones - en smart kombination

Smartphones er blevet en fast del af vores hverdag og **Alber** har udviklet en app kompatibel med **e-motion**, kaldet "**e-motion** M25". App'en er kompatibel med både Apple og Android smartphones. Det er hurtigt og let, at forbinde din telefon med **e-motion** via Bluetooth. Anvendelse af app'en giver dig en masse ekstra muligheder og funktioner, men **e-motion** kan også sagtens anvendes til normal daglig brug, uden at være tilsluttet til din smartphone.

Med din smartphone forbundet til e-motion kan du se:

- Batterikapacitet
- Hastighed
- Tilbagelagt distance

Du får mulighed for:

- At vælge mellem forskellige køreprofiler
- Gemme informationer fra dine køreture
- Aktivere fly-mode
- Aflade batterierne i forbindelse med opbevaring eller transport

Til din smartphone er det muligt at tilkøbe ekstra funktioner:

- **Cruise mode** funktionen minder om den fartpilot vi kender fra biler og giver dig mulighed for, at køre med en konstant hastighed med kun et enkelt tag i drivringen, så skal du bare koncentrere dig om at styre kørestolen i den ønskede retning
- **Fjernkontrol** af kørestolen, der kan køre kørestolen væk, når du ikke anvender den
- **Navigation**

Cruise Mode



Fjernkontrol



EasyNavi



Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Hastighed	Rækkevidde	Motorer	Vægt	Max. brugervægt
Alber e-motion M25	8,5 km/t	25 km (iht. til ISO 7176)	2 x 80 W	15,6 kg (7,8 kg pr. stk)	150 kg



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark

