


## Zibo Combi Active

# Komfort og fleksibilitet – med eller uden pumpe

Madrassen er skrabt til at hjælpe den bredest mulige målgruppe, med funktioner og komponenter af højeste kvalitet med fokus på genanvendelighed og en bedre økonomi for kommuner og hospitaler. Til mere immobile eller udsatte brugere, kan pumpen tilsluttes for ekstra trykaflastning med vekseltryk.



### Kliniske egenskaber:

Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg. Reducerer varme og fugt. Indbygget hælfunktion. Tværgående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort.

**Combi Active er ideel til bla.:** Behandling af grad 1-4 trykskader, Forebyggelse til højrisiko brugere, Brugere der ikke kan/vil repositionere sig selv, Smerteplagede brugere, Sensitive brugere, Mennesker med demens.

Kontakt vores specialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om mulighederne, brugen og effekten af Combi Active Hybridmadrassen.


## Zibo Combi Active

# Komfort og fleksibilitet – med eller uden pumpe



ZiboCare

ZiboCare har udviklet en ny madras som er resultatet af 12 års erfaring. Vi introducerer Combi Active hybridmadrasen.



### Vaskbart betræk

Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

### Automatisk tilpasning

Tilpasser sig automatisk det optimale terapeutiske niveau for den enkelte bruger.

### Maksimal komfort

Maksimal komfort med viskoelastisk toplag oven på luftcellerne.

### Sikkerhedskant

Specialdesignet fast sikkerhedskant der minimerer fastklemning og reducerer fald ved udstigning.

### 1 knap - 2 behandlingsmuligheder

Uden pumpe – selvjusterende trykfordeling.  
Med pumpe – vekseltryk.

### Lydsvag

Lydsvag pumpe, der er nem at bruge og tilkoble.

## Information:

Zibo Combi Active fåes i flere udgaver:

80x200x18 cm

HMI-nr.: 115478

85x200x18 cm

HMI-nr.: 115475

83x200x18 cm

HMI-nr.: 119659

88x200x18 cm

HMI-nr.: 119662

Madras

### Brugervægt

0-250 Kg

### Madrasvægt

13 Kg

### Sammensætning

14 luftceller + skum på toppen

### Betræk Materiale

PU inkontinensbetræk

### Rengøring

Sæbevand & desinfektionsmidler

Pumpe

### Pumpevægt

1.7 Kg

### Dimensioner

23 x 18 x 8 cm

### Indstillinger

1-2 cyklus

### Rengøring

Desinficeres med gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud.

Se mere og bestil på [ZiboCare.dk](http://ZiboCare.dk) eller ring til os på 76 900 407