

HASTIGHEDSREGULERING TIL VENDLET V5S

Med den nye hastighedsregulering til VENDLET V5S er det muligt at sænke hastigheden på motorrullerne.

I visse situationer kan det være en fordel at sænke hastigheden på motorrullerne således, at trækklagnet kører langsommere ind på motorrullen. Med den nye håndbetjening kan hastigheden indstilles til at køre med:

- 100 % (normal hastighed)
- 75 %
- 50 %.

Det kan være fordelagtigt at sænke hastigheden på motorrullerne i situationer, hvor borgeren har:


- Svære perceptionsforstyrrelser
- Svære rum- retningsforstyrrelser
- Senhjerneskade og neurologiske forstyrrelser
- Kraftig spasticitet
- Flere indstiksteder eller er intuberet (mest relevant på hospitaler).

Håndbetjeningen med hastighedsregulering er ekstra udstyr, der kan tilkøbes. For alle VENDLET V5S systemer købt efter den 1. juni 2016 skal den nye håndbetjening blot tilkobles, hvorefter hastigheden kan reguleres.

Ved systemer købt før denne dato skal der også købes ny kontrol-enhed, da der er udviklet nyt styresystem til at kontrollere hastighedsreguleringen.

Den nye håndbetjening har indbygget lampe. På den måde kan håndbetjeningen også fungere som en lille håndlampe, der giver nattevagten mulighed for diskret at kontrollere, at alt er ok hos den sovende borger.

Varenr.: 6000042
Pris: Kr. 2.455 ex. moms



Ny håndbetjening til VENDLET V5S, der giver mulighed for at regulere hastigheden på motorrullerne