

A2U
GmbH

**Anatomic
-SITT-**
- Få balance i kroppen

Teknologi som støtter

Stabilitet og komfort
i 2D og 3D -Teknologi

**Anatomic
-SITT-**
- Få balance i kroppen



POSITIONERINGSBÆLTER
PELVI.LOC®

Viengevej 4, 8240 Risskov, tlf.: 86 17 01 74, mail: a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.com

PELVI.LOC®

2 DB - basis - stramt - lårbælte

Vare nr.

PL-2DB-XS	til sædebredde 16-24 cm
PL-2DB-S	til sædebredde 20-32 cm
PL-2DB-M	til sædebredde 30-40 cm
PL-2DB-L	til sædebredde 36-46 cm

Anvendelse

For positionering af bækken i kørestol og i sports kørestol.

Beskrivelse

2 DB - bælte velegnet hen over låret.

Spænderne er let tilgængelige. Skraldespændet løber langs en spændegjord for at undgå personskader.

Stroppen på rammen er justerbar op til 6 cm.

For montering på ramme, brug passende monterings klips/ spænder.

Vare nr. til montering.

RS-20 rør dia. 20 mm
RS-22 rør dia. 22 mm
RS-25 rør dia. 25 mm
RS-30 rør dia. 30 mm
RS-32 rør dia. 32 mm



PELVI.LOC®

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Pelvi.Loc®

Knæramme

Vare nr.

PL-GF-XS-XS	til sædebredde 16-24 cm
PL-GF-S-S	til sædebredde 20-32 cm
PL-GF-M-M	til sædebredde 30-40 cm
PL-GF-L-L	til sædebredde 36-46 cm

Beskrivelse

Knærammen er designet til at forhindre fremadskridning i sædet i kørestolen.

Individuelt justerbare for optimal tilpasning til benenes anatomi.

Anvendelse

For bedre positionering i sædet og i sports kørestole.

Forskellige størrelser puder , som kan bruges alt afhængig af brugerens specifikke behov.

Eksempel:

PL-GF-oppe XS - front s

Altså man kan få en størrelse sele til over knæet, og en anden størrelse til under knæet.



Reservedele

Stk.	Vare nr.	Beskrivelse
2	R-24-BL-RNI-305	skraldespænde
2	R-24-RNI	holder
2	B-24-Star	print spænde
2	B-24-AE-BL	spænde
2	B-19-AE-BL	spænde
1	V-R19-NU-BL-195	skraldespænde
2	KS-1	stjerneskrue M5
2	EM-M5-BL	møtrikker M5 black
2	Pelvi.Loc 2D/3D	enten 2D eller 3D belt-System

A2U GmbH

Teknologi som støtter

 **Anatomic**
-SITT-

 **Anatomic**
-SITT-

 **Anatomic**
-SITT-

 **Anatomic**
-SITT-

PELVI.LOC[®]

3 DB - basis - bækken - retraktion - bælte



Viengevej 4, 8240 Risskov, tlf.: 86 17 01 74, mail: a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.com

PELVI.LOC®

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

PELVI.LOC®

3 DB - basis

Bækken - retraction - bælte til kørestol

Vare nr.

PL-3DB-XS	til sædebredde 16-24 cm
PL-3DB-S	til sædebredde 20-32 cm
PL-3DB-M	til sædebredde 30-40 cm
PL-3DB-L	til sædebredde 36-46 cm

Beskrivelse

Bækkenstøtten har en 3-dimensionel form for optimal fastholdelse af bækkenet. Skraldespændet kan også fastgøres med en fane for at undgå personskader. Stropen på remmen er justerbar op til 6 cm.

Anvendelse

Positionering af bækken til brug i kørestole, og sportskørestole.



Vare nr. til montering.

- RS-20 rør dia 20 mm
- RS-22 rør dia 22 mm
- RS-25 rør dia 25 mm
- RS-30 rør dia 30 mm
- RS-32 rør dia 32 mm



A2U GmbH

Teknologi som støtter

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

PELVI.LOC®

3 DS - bækken - retraktion - bælte til formstøbte sæder



Viengevej 4, 8240 Risskov, tlf.: 86 17 01 74, mail: a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomic-sitt.com

PELVI.LOC®

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

PELVI.LOC®

3 DS - bækken - retraktion - bælte til formstøbte sæder

Vare nr..

PL-3DS-XXS	til sædebredde	12-20 cm
PL-3DS-XS	til sædebredde	16-24 cm
PL-3DS-S	til sædebredde	20-32 cm
PL-3DS-M	til sædebredde	30-40 cm
PL-3DS-L	til sædebredde	36-46 cm



Beskrivelse

Bæltépuderne har en 3-dimensionel form, for optimal fastholdelse af bækkenet. Selen er formet med tynde ender til det formstøbte sædes fikserings punkter for at forhindre laterale trykmærker på bækkenet. Nylon strop kan monteres igennem det formstøbte sæde.

Anvendelse

Til bækken retraktion i forstøbte sæder.

A2U GmbH

Teknologi som støtter

 **Anatomic**
-SITT-

 **Anatomic**
-SITT-

 **Anatomic**
-SITT-

 **Anatomic**
-SITT-

PELVI.LOC[®]

3 DA - aktivt - bækken - retraktion - bælte



Viengevej 4, 8240 Risskov, tlf.: 86 17 01 74, mail: a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.com

PELVI.LOC®

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

PELVI.LOC®

3 DA - aktivt - bækken - retraktion - bælte

Vare nr..

PL-3DA-XS	til sædebredde 16-24 cm
PL-3DA-S	til sædebredde 20-32 cm
PL-3DA-M	til sædebredde 30-40 cm
PL-3DA-L	til sædebredde 36-46 cm



Beskrivelse

3D - bælte kan modstå en stor kraft og har store støttepudder. 3-Dimensionel form giver maksimal støtte for bækkenet. De beklædte spænder forhindrer utilsigtet åbning under brug. Strop på rammen kan justeres op til 6 cm

Anvendelse

Bækken retraktion i kørestol.



A2U GmbH

Teknologi som støtter

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

PELVI.LOC[®]

**3 DAS - aktivt - bækken - retraktion - bælte til
formstøbte sæder**



PELVI.LOC®

3 DAS - aktivt - bækken - retraktions - bælte til formstøbte sæder

Vare nr.

PL-3DAS-XS	til sædebredde 16-24 cm
PL-3DAS-S	til sædebredde 20-32 cm
PL-3DAS-M	til sædebredde 30-40 cm
PL-3DAS-L	til sædebredde 36-46 cm



Beskrivelse

3D - bælte kan modstå en stor kraft og har store støttepudder. Nylon stropper kan monteres igennem det formstøbte sæde. 3-Dimensionel form giver maksimal støtte til bækkenet. Udformet med tynde ender på det formstøbte sædes fikseringspunkter, for at forhindre lateral trykmærker på bækkenet. De beklædte spænder forhindrer utilsigtet åbning under brug.

Anvendelse

For at forbedre positioneringen af bækkenretraktion af sædet ved høj spasticitet.

A2J GmbH

Teknologi som støtter

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-

Anatomic
-SITT-



Anatomic
-SITT- TM

Viengevej 4, 8240 Risskov, telefon: 86 17 01 74

Fax: 86- 17 01 75, E-mail: a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.com

www.anatomicsitt.com