



E-Walk

SWE

2018/2019



Enkel
och smidig

E-walk

CHARGER
decon wheel
Sida (Knytt) 115
314 83 8933 TELEFON
SÄM DOK

MADE BY DECON
SINCE
Creating Freedom
1989
POWERED BY YOU



Drivaggregat med enkelhet

VAD FÅR JAG NÄR JAG BESTÄLLER E-WALK?

- Drivaggregat
- Batteri
- Batteriladdare
- Manöverenhet
- Svensk manual
- 2 års garanti



E-Walk är ett vårdarstyrt drivaggregat som ger extra dragkraft till rullstolen i uppförsbackar och bromsar stolen i nedförsbackar.

När inte E-Walk behövs lyfts motorn bort med en enkel manöver. Manöverenhet, med komfortabelt handtag (inte tungt, lätt att hålla) monteras direkt på rullstolens handtag. E-Walk kan med fördel användas på olika stolar samtidigt. Upp till 25 km körsträcka på en batteriladdning.

E-walk passar lika bra både för inom- som utomhusbruk.

TEKNISKA FAKTA

Motor	24V 200 W
Batteri typ	LiFePo4 24V15ah/bly 2x12v 12ah
Totalvikt	15,4 kg (utan blybatteri)
Max brukarvikt	Max 150 kg
Passar till stolbredd	38-60 cm
Drivhjul	200x50, Massiv
Framhjul	75x22, Massiv
Hastighet framåt	0-6 km/t
Hastighet bakåt	0-2,6 km/t
Max körsträcka	Upp till 22 km enligt ISO 7176-4
Säkring	25 A (flat)

Batteriladdare	
Kapacitet	100 till 240V AC, 50/60Hz
Laddtid	3 timmar LiFePO4 / 5-6 timmar bly
CE Märkning	Enligt kraven EU-Direktive 93/42/EEG
Användarinstruktioner	Se brukarmanual

ARTIKELNUMMER E-WALK

BLYBATTERI	MCG4050
LIFEPO4 BATTERI	MCG4750

LiFePO4 batteri (Lithium Iron Phosphate) är uppladdningsbara batterier som tekniskt har utvecklats från litiumjonbatterier. De har lätt vikt, har hög uteffekt och långsam självurladdning. LiFePO4 batterier klarar upp till 1600 cykler.



Välkommen att kontakta oss
på telefon 0345 - 408 80
eller info@decon.se

TILLBEHÖR

Manöverpanel förflyttning

Om ingen plats finns på grund av handtag till olika funktioner, flyttar man enkelt gashandtaget.

380060



Förflyttningen kan man använda till både vänster och höger sida.

Batteri

Blybatteri (*Det krävs 2st för en maskin*)

MCG2001

Batteriladdare till blybatteri

MCG2002

LiFePO4 batteri

MCG2015-1

Batteriladdare till LiFePO4 batteri

MCG2016

Gasreglage

Fastmonterad sladd

MCG2003

Snabbkoppling sladd

MCG2003-1



Omformare

Ladda ditt batteri i bilen, båten, husvagnen eller husbilen
Output 230VAC 50Hz 150W

MED12V



Sits

E-walk utrustas för sittbredd 38–45 cm som standard.

Har rullstolen en sittbredd på över 45 cm måste e-walk kompletteras med bredare sidostycken.

För sittbredd 45–53 cm

350165B

Sidostycken komplett höger och vänster, E-Walk, bredd 45-53

För sittbredd 53–60 cm

350165C

Sidostycken komplett höger och vänster, E-Walk, bredd 53-60 cm

ADAPTRAR

	ARTIKELNR	PRIS KAT.
Alu Rehab		
Netti I / Netti II / Netti III	MCG1107	40
Bescomed		
Primus ML	MCG1149	10
Berollka Aktiv		
Aktiv-Basic	MCG1140	30
Aktiv-finess	MCG1113	40
B2	MCG1173	20
F1	MCG1150	30
Rookie	MCG1172	20
Bischoff & Bischoff		
Pyro Light XL	MCG1144	30
Pyro Start (22" and 24")	MCG1162	20
S-Eco 2	MCG1161	20
Dietz		
Primo Amico	MCG1139	20
Primo Amico (new)	MCG1118	20
Caneo E/s	MCG1163	20
Drive Medical		
Enigma	MCG1164	30
Etac		
Cross	MCG1106	40
Cross 5	MCG1171	40
Cross XL	MCG1125	40
Next / Next Comfort	MCG1121	40
Transit	MCG1105	30
Twin	MCG1117	50
Handicare		
Emineo (Basic & One Tool Mounting)	MCG1114*	30
Exigo 20 / Legend 2 Exigo	MCG1156	20
Ibis xA	MCG1119	30
Ibis xA 2013	MCG1178	20
Legend 2 (One Tool Mounting)	MCG1115	20
Legend 2 (Basic Mounting)	MCG1116	20
HD Rehab		
HD 500	MCG1109*	30
HD 500 (20" with 125 mm castors)	MCG1154	30
Humlan 500	MCG1109	30
HD 600	MCG1110	30
HD 650	MCG1111	30
Humlan 650	MCG1111	40
HD Balance (16" and 24")	MCG1189	40

* Låg MODELL E-Walk (LiFePO4 batteri)



HAR DU FRÅGOR ELLER VILL BESTÄLLA?

0345-408 80 – Vi hjälper dig gärna!

Checklista för att beställa

- För standardutrustning se "Vad får jag när jag beställer en E-Walk"
- Beställa den nödvändiga adaptern
- Till 1 E-Walk behöver du beställa 1 adapterset
- Om den nödvändiga adaptern inte finns i denna adapterlista, titta på vår hemsida för uppdaterad information. Ifall den inte finns där heller så kontakta oss
- Kontrollera din orderbekräftelse, om något är fel eller oklart kontakta oss omedelbart
- När du får dina produkter, vänligen kontrollera förpackningen för skador. Om så är fallet, kontakta oss innan du skriver under för att ta emot produkter

	ARTIKELNR	PRIS KAT.
Invacare		
Action 3	MCG1165	20
Action 4 Ng	MCG1155	20
Adapt	MCG1122	20
Rea Assist	MCG1147	20
Rea Azalea	MCG1145	20
Rea Azalea Assist / Tall / Minor	MCG1145	20
Rea Focus / Focus 150	MCG1123	30
Rea 703 Lx	MCG1133	30
Rea Spinx	MCG1130	30
Rea Spirea 2	MCG1128	10

Küschall		
Compact	MCG1141	30

Life & Mobility		
Roxx	MCG1151*	40

Meyra		
Aktivline	MCG1157	10
Eurochair Avanti Modell 1.736	MCG1166	10
Eurochair Basic Modell 1.751	MCG1170	20
Eurochair Vario Modell 1.750	MCG1170	20
Eurochair Modell 1.850	MCG1143	30
Format Modell 3.940	MCG1185	30
Format 2 Modell 2.950	MCG1167	30
X3 Modell 4.352	MCG1158	30
Solero Light Modell 9.072	MCG1159	30

Minos		
Global	MCG1168	40
Irati alu	MCG1152	10
Plena	MCG1169	10

Otto Bock		
Innov'Effect	MCG1148	20
Motus cs / Motus cv	MCG1182	40
Start m2 effect	MCG1148	20
Start m5 comfort	MCG1184	40

Sunrise Medical		
Breezy Basix	MCG1137	20
Breezy Entrée	MCG1138	20
Breezy Helix	MCG1124	30
Breezy Parix	MCG1186	20
Breezy Rubix	MCG1124	30
Quickie Neon	MCG1120	30
Sopur Easy 160l	MCG1142	30
Sopur Easy 200/300	MCG1112	30
Sopur Starlight	MCG1135	20
Sopur Youngster	MCG1136	30

Vermeiren		
Jazz	MCG1160	20

* Låg MODELL E-Walk (LiFePO4 batteri)



 **decon**

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 Fax: +46 (0)345 40895 E-mail: info@decon.se www.decon.se

Decon® reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning.
© Alla rättigheter är reserverade för Decon®. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.