

## iFLOAT Active Armstøtte (NY)

Når man har nedsat muskelkraft, kan daglige aktiviteter såsom spising og arbejde være alvorligt trættende.

Den mekaniske armstøtte er designet til personer med nedsat muskelfunktion - uanset årsagen.

Den mekaniske armstøtte kompenserer vægten af armen på en sådan måde, at man med minimal kraft kan bevæge armen med stor horisontal og vertikal rækkevidde.

Det er den lodrette bevægelseskompensation, der gør daglige gøremål meget enklere at udføre.

iFLOAT kan let monteres på et bord ved hjælp af en skruestik eller på en (køre-)stol ved hjælp af et særligt beslag. Skruestikken har en 'bred munding', så den kan bruges på de fleste typer af borde og bordtykkelser.

Uanset om iFLOAT bruges på et bord eller en kørestol, kan armstøtten nemt parkeres, så man hurtigt kan frigøre sig fra armstøtten, når man er færdig med at bruge den.



**FAKTA:**

- iFLOAT gør armen lettere, da den bærer armens vægt under aktivitet
- iFLOAT giver fri vandret og lodret bevægelse uden stor anstrengelse
- Rækkevidde: Lodret: 39 cm, vandret: 65 cm
- Faciliterer til armens naturlige bevægemønster
- Armstøtten kan justeres trinløst og på få sekunder, så man hurtigt er i gang
- Kan fastgøres på de fleste borde ved hjælp af skruestikken - og på arbejdsstole og kørestole med et særligt beslag
- Ergonomisk arm- og albuestøtte
- Nem parkering af iFLOAT, når man er færdig, eller når den ikke benyttes
- iFLOAT er let at rengøre samt bringe med sig, hvis man ønsker at bruge den andre steder
- Fås med to fjederstørrelser, alt efter brugerens størrelse og behov: "Light/Medium" og "Strong"
- Der medfølger: Underarmstøtte og -skål, skruestik til montering på bord med parkeringsdup, fleksibel og bevægelig 3-leddet support og en løftearm med fjeder
- Samlet vægt af iFLOAT: ca. 2 kg.

**Se mere på [www.gmcare.dk](http://www.gmcare.dk)**

Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon

**51 15 01 10**

eller på mail [info@gmcare.dk](mailto:info@gmcare.dk)