



CAREPUR Hælaflastning er et positioneringshjælpemiddel for de nedre ekstremiteter til både decubitusprofylakse og støtte til decubitusbehandling.

Den rektangulære hælpude har en fastgøringssele, så puden kan spændes fast på madrassen via 2 stropper med klikspænde.



Når puden anvendes, bliver den nederste del af læggen blødt polstret af polystyrenkugler, der kan flyttes rundt. Hælen løftes, og der opnås en fuldstændig trykaflastning af hælen. Dette reducerer risikoen for udvikling af tryksår eller støtter effektivt behandlingen af et eksisterende tryksår.

#### Produktspecifikation:

- Pudefyldet består af 100% polystyrenkugler (EPS) med små granulater, som er placeret i et skumlamineret indlæg.
- Puden skal desinficeres ved aftørring
- Betræk af bi-elastisk polyamidstof (45%) med en antibakteriel polyurethanbelægning (55%)
- Brandhæmmende – DIN EN ISO 12952 del 1+2
- Betrækket er uigennemtrængeligt for væsker, og er modstandsdygtig overfor blod og urin



# CAREPUR Lejringspuder - HÆLAFLASTNING m/fastgøringssele



| Varenavn              | Varenr. | Mål (LxBxH)     | Vægt   | HMI-nr. |
|-----------------------|---------|-----------------|--------|---------|
| CAREPUR Hælaflastning | P43792  | 90 x 16 x 16 cm | 1,1 kg | 136215  |



[CarePartner WebShop](#)

[Brugervejledning](#)