

# Xplore

Ganghjælpemidlet designet til store og små eventyr



**INNOVAID**<sup>+</sup>

 made for  
movement | Authorised  
Distributor

# Xplore – Et enestående ganghjælpemiddel

Inputs fra terapeuter, plejepersonale og forældre givet Made for Movement mulighed for at skabe et ganghjælpemiddel, der er let at bruge, sikkert og stabilt samt godkendt til udendørs brug.

Det kombinerer fordelene ved større fleksibilitet, selvstændighed, deltagelse og aktivitet.

## FLEKSIBILITET

Xplore blev skabt for at imødekomme de forskellige behov hos mennesker med motorisk funktionsnedsættelse og designet med fleksibilitet i tankerne.

### Klar til brug

Indstigning og justering af ganghjælpemidlet er praktisk talt gjort ubesværet med Xplore. Da det er nemmere at komme i gang – og hurtigt at tilpasse Xplore til den enkeltes behov – er brugerne udstyret og motiveret til at gå hver dag. Og skift mellem at stå og gå sker øjeblikkeligt.

## SELVSTÆNDIGHED

Børn og unge med komplekse bevægelsesforstyrrelser og som er ude af stand til at bære deres egen vægt, kan stå selvstændigt, gå længere og styre let ved hjælp af Xplore.

### Explore overalt

Designet til indendørs og udendørs brug introducerer Xplore nye niveauer af komfort og mobilitet til flere steder. Den er ideel til brug i hjemmet, børnehaven og på skolen.



## DELTAGELSE OG AKTIVITET

Designet til nærhed, deltagelse og aktivitet giver Xplore flere muligheder for at interagere med venner, familie og andre.

### Tættere på hvor det sker

Et slankt design gør, at Xplore kan bruges ved et skrivebord mens hænderne holdes fri. Uanset om en fællesaktivitet finder sted rundt om et bord eller på farten, giver Xplore brugeren mulighed for at deltage i mere af det, der sker omkring – nyde mere, og få flere inkluderende oplevelser.

**FLEKSIBILITET** X **SELVSTÆNDIGHED** X **DELTAGELSE OG AKTIVITET**

**= Bedre livskvalitet**



*Et unikt støttesystem for overkroppen der både korrigerer og justerer kroppen for optimal positionering. Herved undgås "crouch gait", som kan føre til smerter og sammentrækninger og kan påvirke udviklingen negativt. I stedet overføres energi til at strække ud og bevæge sig på den bedst mulige måde.*



*Ud over at give støtte i den stående og gående stilling, tilstræber Xplore med sin fremadlænet position og den dynamiske rammekonfiguration brugeren til krydsmønstrebevægelser, så hvert ben bevæger sig efter tur for at fremme en naturlig gangfunktion.*

# Tobias og Xplore

Tobias er en 10-årig dreng diagnosticeret med bilateral spastisk CP, GMFCS IV. Han er særligt ramt på højre side af hans krop, og hypotoni forårsager nedsat muskelstyrke.

Han er i stand til at sidde selvstændigt og stå med støtte. Hans største udfordring er begrænset aktiv hofte- og knæekstension, hvilket forstærkes af hans stigende vægt og højde når han vokser.

## MÅLSÆTNING

Sammen med hans fysioterapeut har familien sat mål for Tobias.

### De ønsker at bevare:

- Mobilitet
- Funktion
- Ledbevægelighed (ROM)
- Sund og rask hud

De ønsker også, at han skal være så aktiv som muligt, så han kan deltage i hverdagens aktiviteter, gerne i stående og gående stilling.

## RESULTATER OG FORDELE

Tobias har brugt Xplore igennem en 3 ugers periode derhjemme. Han bruger den næsten hver dag i ca. 30 minutter pr. gang.

Forældrene ser disse fordele:

For forældrene og assistenterne er håndteringen af ganghjælpemiddelet let.

Sandsynligheden for at bruge produktet intensivt øges med enkelheden, så Tobias er blevet mere aktiv og deltagende i Xplore.

Tobias finder stor glæde ved den bevægelsesfrihed, Xplore giver.

Han kan gå længere strækninger, da han synes det er nemt at gå i Xplore.





“ Jeg har bemærket, at det er nemmere og hurtigere for Tobias at gå i Xplore, så det er lettere for ham at deltage i aktiviteter.”

**– TOBIAS' MOR**

**SIKKER, STABIL OG  
GODKENDT TIL  
UDENDØRS BRUG**



### KLAR TIL AT UDFORSKE?

Som ganghjælpemiddel giver Xplore større fleksibilitet, selvstændighed og nærhed til mennesker med motorisk funktionsnedsættelse, inklusive dem med komplekse bevægelsesforstyrrelser. Den er velegnet til brugere, der ikke er i stand til at bære deres egen vægt, eller som måske har lav kernestabilitet.

En ideel løsning for personer, der oplever begrænsninger ved brug af kørestole og større ganghjælpemidler.

	<b>XPLORE SMALL</b>	<b>XPLORE MEDIUM</b>	<b>XPLORE LARGE</b>
<b>BRUGERHØJDE</b>	<b>80 - 120 CM</b>	<b>110 - 150 CM</b>	<b>140 - 180 CM</b>
<b>BRUGERVÆGT</b>	<b>MAX 30 KG</b>	<b>MAX 50 KG</b>	<b>MAX 80 KG</b>

## TILBEHØR



BORD



SIDEHÅNDTAG




STØTTEHÅNDTAG



DREJESTYR



HOVEDSTØTTE



EN-VEJS HJUL



POSITIONERINGSKIT




FRIKTIONSBREMSE



RETNINGSLÅS AF HJUL

EKSKLUSIVT UDVIKLET AF  
MADE FOR MOVEMENT,  
XPLORE ER BASERET PÅ  
MERE END **25 ÅRS** ERFARING  
MED GANGHJÆLPEMIDLER.



# Xplore

#GoXplore

## Udforsk mere

For at finde ud af mere om Xplore eller for at planlægge din personlige produktdemonstration kontakt os i dag til en uforpligtende aftale.

 +45 86 78 99 33

 [iaid.dk](http://iaid.dk) - [mail@iaid.dk](mailto:mail@iaid.dk)

Subject to printing errors / MfM-EN-0922 / © 2021 Made for Movement AS All rights reserved.

**INNOVAID<sup>+</sup>**

 **made for  
movement** | **Authorised  
Distributor**