



via GO[®]

Kompakt og brugervenlig hjælpemotor



**Gør køreturen
til en fornøjelse**



Yes, you can.®

Flere oplevelser Mindre kræfter

Kompakt, kraftfuld og brugervenlig hjælpemotor til manuelle kørestole

Oplever du udfordringer med dårlig belægning, kantstensopkørsler, bakker m.m. i din dagligdag?

via GO - den kompakte, kraftfulde og brugervenlige hjælpemotor fra Alber - hjælper til at dårlig belægning, kantstensopkørsler, bakker m.m. klares med lethed og uden besvær for både kørestolsbruger og hjælper/ledsager/familiemedlem.

Få frihed og uafhængighed til at nyde ture i parken, indkøbscenteret og byen med overskud og uden besvær.

via GO kan monteres på de fleste kørestolsmodeller på det danske marked.

Kontakt os for yderligere oplysninger om **via GO** eller vores mange andre spændende Alber hjælpemotorer.



Kompakt og praktisk

- Den praktiske og funktionelle **via GO** bliver hurtigt en fast del af de daglige gøremål.
- Takket være den kompakte størrelse og lave vægt, er **via GO** let at håndtere og let at montere.



Stærk og holdbar

- Som kørestolsbruger skal man være forberedt på at møde udfordringer.
- **via GO** er designet til at minimere de daglige udfordringer.
- **via GO** gør det lettere at køre kørestolen, den forbedrer ergonomien og reducerer den fysiske belastning.



Intuitiv og fleksibel

- **via GO** er let at overskue, let at manøvrere og let at betjene.
- Kontrolenheden er intuitiv med store, tydelige og let anvendelige knapper.
- **via GO** er et godt valg, når hjælper/ledsager/familiemedlem ønsker hjælp til at forcere de forhindringer, som man uundgåeligt vil møde på de daglige køreture.



Kvalitet og funktionalitet

- **via GO** er designet med fokus på kvalitet og funktionalitet.
- Få mere overskud, ryk grænser og gør hverdagen lettere.
- **via GO** hjælper med at køre kørestolen fremad, men ikke med at bremse.




Gør hverdagen lettere med via GO

Montering og betjening er ukompliceret og brugervenlig.

Den ergonomiske **kontrolenhed** monteres hurtigt og let på kørestolens skubbehåndtag.

Det smarte **via GO** monteringsbeslag gør det muligt at folde kørestolen sammen, selv med **via GO** monteret.

Et smart og brugervenligt design med integreret bærehåndtag og en egenvægt under 6 kg, gør **via GO** let at håndtere og let at montere.



Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: www.invacare.dk



Drivenhed
(B x H x D) ▼

17 x 24 x 27 cm



Kontrolenhed
(B x H x D) ▼

9,5 x 2,7 x 3,5 cm



Hastighed ▼

1,5-5,5 km/t



Rækkevidde ▼

Op til 16 km*



Max brugervægt ▼

150 kg **



Nominel stigning ▼

Op til 16%**



Vægt Lader ▼

540 g



Vægt Drivenhed ▼

5,85 kg



Vægt Kontrolenhed ▼

140 g

* Afhængig af eksterne faktorer fx hastighed, køremønster, batteriladningsstatus, omgivelsestemperatur, lokal topografi, vejbelægning, brugervægt m.m. iht. ISO 7176-4.

** Disse værdier kan blive påvirket af kørestolens tekniske data.

Let's via GO!

Alber hjælpemotorer til manuelle kørestole er en portefølje af kvalitetsprodukter, der er udviklet til at hjælpe kørestolsbrugere og/eller deres hjælpere/ ledsagere/familiemedlemmer.

www.invacare.dk

MADE IN GERMANY ■■■

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.

© 2024 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. Alber viaGO - DK - 03/2024