

WendyLett4Way

WendyLett4Way er et glidestykke, som anvendes sammen med WendyLett glidelagen. WendyLett glidelagen placeres med den glatte flade i midten af sengen og med WendyLett4Way ovenpå. Kombinationen af WendyLett glide lagen og WendyLett4Way muliggør forflytninger sideværts samt op- og nedad. WendyLett4Way anvendes til brugere, der har behov for nedsat friktion i forbindelse med vending i seng samt forflytning højere op i sengen. WendyLett4Way er udviklet i et tyndt materiale, og kan derfor med fordel anvendes på trykafastende madrasser.

Kan
kombineres
med lift

WendyLett4Way fås også som
inkontinenslagen



WendyLett4Way er i neutrale farver
og i et hudvenligt og komfortabelt
materiale

WendyLett4Way fås også med
liftstropper, som kan benyttes når
WendyLett4Way kombineres med lift

WendyLett4Way glidestykke er i
et gråternet mønster med
glidemateriale på bagsiden.
Striberne angiver glideretningen

Tekniske specifikationer

Model:	WendyLett4way Glidestykke
Max brugervægt:	300 kg.
Materiale:	Polyester, bomuld og satin

WendyLett4Way glidestykke fås i flere forskellige størrelser.

OBS. WendyLett4Way med liftstropper har en Max brugervægt på 200 kg.