

 **E|R90**®

LAD DEN KØRE DIG



red**dot** winner 2022
best of the best



FÆNGENDE DESIGN

SOM SAMTIDIG ER DISKRET

R90 hjælpemotors slanke, enkle og kompakte design sidder under din kørestol. Den er upåfaldende, intuitiv og bibeholder din kørestols størrelse og vendediameter.

EN NY FORM FOR TRANSPORT

Enkel, tryk-knap kontrol og fremdrift.

Når hjælpemotoren ikke er nødvendig, løftes hjulet for nul rullemodstand.

V-Lock™ monteres sikkert og nemt.

Skift nemt det aftagelige batteri ud.

Vælg indendørs eller udendørs præstationsprofiler, eller overvåg din enhed med R90-appen.

Passer til de fleste fastramme- og krydsrammestole.

* Patentanmeldt Empulse-teknologi



CENTER-SPIN

PRÆCISIONSDREJNING

R90 drivhjul er placeret under dit sæde. Det betyder, at du kan manøvrere fremad, bagud og 360° med minimal trækraft og uden at stoppe.

Ingen fish-tailing, reducerede vibrationer.
Den bevæger sig, som er den en del af dig..



SKRÅNENDE TERRÆN DETEKTION

R90 kan registrere, når du kører på skrånende terræn eller en forhindring og giver mere eller mindre kraft til at hjælpe med at holde din hastighed.

FANTASTISK AT MANØVRERE

Fordi hele R90 er placeret under din stol, vil din stols størrelse og vendediameter forblive den samme. Bevæg dig som du plejer, også i trange omgivelser.

PÅ LINJE MED DRIVHJUL

R90-hjulet er tæt på linje med dine drivhjul, så det skubber over forhindringer på samme tid som du gør.



PATENT-ANMELDT HJUL OP

Når der ikke er behov for R90, hæves hjulet op, således at der ingen rullemodstand er. Dette kan gøres med en knap på kontrolboksen eller fra appen. Selvom R90 er nem at afmontere, kan du blot hæve hjulet og have den på din stol hele dagen.



SMIDIGE KØREEGENSKABER

R90 driver dig frem med en patentanmeldt affjedring, der reducerer stød og vibrationer.

Det ekstremt slidstærke, massive gummidæk giver god overfladekontakt og en jævn kørsel med minimal vedligeholdelse.

AFTAGELIGT BATTERI

Skift batteriet ud, eller gør hjælpemotoren lettere at bære. Et andet eller udvidet batteri giver ekstra rækkevidde eller endnu mere bekvemmelighed.

Dobbelt batteri = dobbelt rækkevidde.

- Standard batteri = op til 15,7 km
- Udvidet rækkevidde batteri = op til 31,4 km

Rækkevidden er afhængig af køreunderlaget, brugerens vægt, køreadfærd, temperatur og terræn.

FLYREJSER ✈

Begge R90-batterier er flyselskabskompatible.

- Standard (2,5 Ah) – certificering ikke nødvendig
- Udvidet rækkevidde (5 Ah) – certificering påkrævet

Certifikatet kan downloades på: www.sunrisemedical.com/power-assist/empulse/add-on-devices/r90

Bekræft altid med dit flyselskab for gældende regler.



SIMPELOGSIKKERTIL-OGAFKOBLING

PATENTANMELDT V-LOCK™

Den patentanmeldte V-LOCK™ er en konisk lås, der fastkobler R90 til dockingbeslaget på stolen. Kombineret med det ergonomiske og grebs-venlige håndtag, opretstående placering og rullende dæk, kan R90 monteres nemt og sikkert. For nogle kan dette udføres, mens de sidder i deres stol.

Den V-formede lås hjælper med at føre R90 ind i sin docking og låser den derefter på plads.



TAG DET ROLIGT

TRYK-KNAP TIL FREMDRIFT

Skån dine skuldre, eller slap af. R90 driver dig frem uden belastning af dine hænder og skuldre. Bare tryk på knappen.

ENHÅNDSSTYRET HASTIGHEDSKONTROL

For at opretholde din hastighed, køre hurtigere eller langsommere, skal du blot trykke på en knap på den let tilgængelige kontrolboks.

PRAKTISKOPLADNING

Du skal blot klikke den magnetiske hjælpemotoroplader i din R90. For en endnu nemmere opladning eller for at holde et ekstra batteri opladet, brug den valgfri dockingoplader.

KLAR HELE DISTANCEN

Standard R90-batteriet har en rækkevidde på over 15,7 km. Eller med det ekstra batteri med udvidet rækkevidde, kan du køre så langt som 31,4 km! Hold et ekstra batteri opladet, så du aldrig er uden strøm.

Rækkevidden er afhængig af køreunderlaget, brugerens vægt, køreadfærd, temperatur og terræn.





R90 TEKNOLOGI

SIMPEL KONTROLBOKS

Kør let i din stol uden behov for et stærkt håndgreb eller fingerfærdighed. Start og styr din hastighed med et enkelt tryk på en knap. Frigør dine hænder for at styre og stoppe, skubbe en indkøbsvogn eller holde i hånden med en, du holder af.

- Den trådløse kontrolboks kan monteres på din kørestolsramme, hvor som helst, det passer dig.
- Hæv eller sænk hjulet når som helst.
- Indstil din hastighed til enhver situation – nem og bekvem fart i en overfyldt butik eller til at holde trit med din hund. Du har en maksimal hastighed på 9 km/t.
- For at sætte i bevægelse skal du blot trykke på plusknappen, eller du kan øge farten til den ønskede hastighed og trykke på plusknappen for at opretholde den (som fartpilot).

Hurtig reaktionsevne på dine styring, bare hurtigere, langsommere, hjul op eller køre.

BLUETOOTH

Ingen ledninger i vejen. Kontrolboksen forbindes til R90 via Bluetooth® og forbliver pålideligt forbundet uanset placering eller på køreture.

Den trådløse kontrolboks kan nemt fjernes for at hjælpe med forflytninger eller for at undgå skader under flyrejser.

SUNRISE INTELLIGENCE APP

VÆLG EN KØRE-PROFIL

Brug app'en til at vælge enten den indendørs eller udendørs køreprofil, der passer bedst til dit miljø. De forudindstillede profiler er skræddersyet til hastigheds-, drejningsmoment- og hældningsniveauer til indendørs eller udendørs køresituationer.

OVERBLIK OVER DIN R90

Tjek dit batteri, så du altid ved, hvornår du skal genoplade. Du kan også se om hjulet er oppe eller nede og bede R90 om at hæve eller sænke det.

TILPAS R90 TIL DIG

Brug app'en til indledende opsætning, kalibrer R90 til din vægt for optimal ydeevne.

METRICS DASHBOARD

Historiske data vises i et dashboard, så du kan se dine brugsmønstre, maks. hastighed og distance.

Kompatibel med Android™ og Apple® iOS.



KOMPABILITET

Empulse R90 hjælpemotor er kompatibel med de fleste fastramme- og krydsrammestole. Dockingbeslagene forstyrrer ikke stolens komponenter og tillader stadig din krydsrammestol at folde sammen.

PÅ FASTRAMMESTOLE monteres docking-beslaget direkte på camberrøret og kan forblive på plads, uanset om R90 er af- eller påmonteret din stol.

PÅ KRYDSRAMMESTOLE monteres en robust teleskopakseladapter, der er fjederbelastet til hurtig montering eller afmontering.

Se specifikationer for nøjagtige mål.

KONTROLBOKSEN kan bestilles til enten højre- eller venstrehåndsbrug og kan monteres hvor som helst på dit rammerør.



Fastrammestol med dockingbeslag



Krydsrammestol med dockingbeslag og aftagelig teleskopakseladapter

KOMPONENTER

INDHOLD

- R90 Hjælpemotor
- Standard, aftageligt batteri
- Kontrolboks (med kort og høj monteringsplade)
- Lader til enheden
- Dockingbeslag*
- Rejsetaske

Valgmuligheder

- R90 – 2.5 Ah batteri 15.7 km rækkevidde
- R90 Range 5 Ah batteri, 31.4 km rækkevidde

Tilbehør (tilkøb)

- Batteri med udvidet rækkevidde
- Ekstra Standardbatteri
- Docking Lader (kompatibel med standard batteri eller batteri med udvidet rækkevidde)

** Dockingkomponenter til både fastramme- og krydsrammestole er vist på billedet. Du vil kun modtage de komponenter, som er nødvendige til din stol.*



TEKNISK DATA

Vægtkapacitet	125 kg
Batteri Rækkevidde*	
Standard (2.5 Ah)	15.7 km
Udvidet (5 Ah)	31.4 km
Maks. hældning	6 Grader
Vægt (uden batteri)	5.9 kg
Standard Batteri	0.7 kg
Udvidet Batteri	1.2 kg
Rammekompatibilitet	
Camberrør Diameter	22 mm til 45 mm
Højde på aksel	283 mm til 336 mm
Bredde (Kun krydsrammestole. Mellem akselplader.)	300 mm til 530 mm
Justerbar maks. hastighed	9 km/t
Elektronik	Bluetooth / Wireless
Batteri	Lithium-Ion 36V 2.5Ah / 5Ah
Batteri Opladningstider	1 Time (for 2.5Ah) 2 Timer (for 5Ah)
Motor	250 W / 22 Nm
Motorbremse	Ingen

R90 Website

HMI-Nummer

EMPOWER YOUR LIFE

⚠ ADVARSEL

Brug af en hjælpemotor-enhed kan ændre dit tyngdepunkt eller den måde, din stol kører på. For at reducere risikoen for at vælte eller falde, skal du kontakte din læge om korrekt kørestolskonfiguration, herunder brug af tipsikringer og andre nødvendige justeringer.

SUNRISE MEDICAL GÅR OP I DIN SIKKERHED.
Læs venligst din brugervejledning for sikker betjeningsvejledning og vedligeholdelsesvejledninger. Se bestillingsformularen, da specifikationer kan variere baseret på konfiguration.

* Rækkevidden er afhængig af køreoverfladen, brugerens vægt, køreadfærd, temperatur og terræn.

Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup

Tlf.: +45 70 22 43 49

E-Mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere information om den fulde specifikation, muligheder og tilbehør henvises til bestillingsformularen. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt venligst Sunrise Medical med eventuelle spørgsmål, du måtte have.



Hvis du er synshandicappet, kan dette dokument ses i PDF-format på www.SunriseMedical.dk.



MK-130145 Rev.A ©03.2024



www.SunriseMedical.dk



Empulse