

# Zip+

- Formet 2-lags skumbase med formet sæde, som sørger for at barnet sidder komfortabelt
- Temperaturregulerende CoolOver betræk
- Forskellige konturer tilgængelige for at dække forskellige posturale behov
- Til børn med moderat hudbeskyttelse og milde til moderate behov for postural støtte, contour pude-version tilgængelig til høje posturale behov

NY pædiatrisk kørestolspude med formet 2-lags skumbase med formet sæde for at reducere trykket under sårbare områder og som fordeler vægten over hele sædet så barnet sidder komfortabelt. Microclimatic betræk eller det temperaturregulerende CoolOver betræk (tilkøb) hjælper med at regulere og styre mikroklimaet.

## Betræk:

- CoolOver Betræk** til at regulere hudtemperaturen for at forhindre hudnedbrydning, fjerner overskydende varme fra huden, letter varmetilbageholdelsen, når det er nødvendigt, opretholder optimal hudtemperatur
- Microclimatic Betræk:** 2-vejs stretch spacer polstring for at fremme cirkulationen og reducere hudisolering



## Skum:

Giver fremragende trykreduktion på tværs af siddeflader

Temperaturfølsomt Visco elastisk memory skum top lag

Rullet forkant for ekstra komfort

Pudens form reducerer trykket på knogleområder

Contour Flat

Fås i versioner Flat og contour for at dække forskellige posturale behov


**Interliner** for at give ekstra beskyttelse til kernen, strækbar, åndbar og stænksikker



Disse størrelser er tilgængelige, se venligst din order form for ændringer eller specielle størrelser.

Pudens vægt	0,55 kg
Max. brugervægt	158 kg
Højde	50 mm
Bredde	200 - 340 mm
Dybde	200 - 460 mm

# JAY Udvalg af Puder



Kravene til puder er lige så forskellige, som mennesker er individuelle, og kompromiser i klinisk brug er ikke acceptable. Derfor tilbyder vores JAY-portefølje skræddersyede puder, der spænder over det brede spektrum af kliniske behov, kombineret med klinisk effektivitet. Alle vores JAY puder kombinerer hudbeskyttelse med effektiv postural støtte og brugervenlighed i allerhøjeste grad.

#### ANSVARSRASKRIVELSE: KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

Sunrise Medical anbefaler på det kraftigste, at en kliniker, såsom en læge eller terapeut med erfaring i at sidde og positionering, konsulteres for at bestemme, hvilken pude og/eller ryg der er passende til brugernes specifikke behov for at forhindre skader. Puder, ryg og positioneringsstøtter bør kun installeres af en autoriseret Sunrise Medical-forhandler.

Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9

2630 Taastrup

Tlf.: +45 70 23 43 49

E-Mail: info@sunrisemedical.dk

© 03.2024



www.SunriseMedical.dk