

LEVABO®

Simple solutions - Big impact

all^{up}®



Trykaflastning til
krop, arme og
specialpositionering



All Up[®] har nogle vigtige egenskaber som giver en række fordele

All Up[®] er Levabos serie af trykaflastende puder. Serien er udviklet i samarbejde med førende danske sårplejesygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandlingen og forebyggelsen af tryksår.

Serien omfatter både standard multifunktionelle puder til brug i sengen og kørestolen samt mere specialiserede puder. All Up Head Intubate DUO White er for eksempel en hovedpude, der aflaster panden og hagen, når brugeren ligger på maven.



Den ydre beklædning af nonwoven filt afleder meget effektivt fugt og varme væk fra huden og sikrer, at huden ikke klæber til puden. Den kan aftørres med en fugtig klud, alkohol eller andet egnet desinfektionsmiddel.

Plakat og lommeguides

Stop Tryksår. Pas på de udsatte områder. Det er en fin reminder at have hængende i områder, hvor det er vigtigt ikke at glemme de steder på kroppen der skal passes på, i forhold til udvikling af tryksår.


Det er nyttigt i en travl hverdag.

Vi har lavet den i friske farver og et moderne "kunsterisk" udtryk, så den er pæn at have hængende. Den tiltrækker øjnene og videregiver det gode budskab.

Plakaten er trykt i offsettryk og måler 50 x 70 cm.

Lommeguiden **Stop tryksår** samt **Guide til optimal lejring** indeholder en god og overskuelig oversigt over alle de udsatte områder i rygleje, bugleje, sideleje og siddende stilling.

Kontakt Levabo hvis du er interesseret i disse tryksager.



**Få mere
information
og se instruktions-
videoer på
www.levabo.com**

Forebyggelse og behandling – tryksårskategori 1-4

All up - Multi Small

Str. i cm. 50 x 25 x 8

Varenummer 70003

Lejringspude 2 kamre. Multifunktion.
Kan med fordel anvendes til lejrning i både liggende samt siddende positioner. (Ml. ben, ryg, særlig god støtte til arm og mellem knæ).



All up - Multi Small Silent & Soft

Str. i cm. 50 x 25 x 8

Varenummer 70105

Lejringspude 2 kamre. Multifunktion.
Kan med fordel anvendes til lejrning i både liggende samt siddende positioner. (Mellem ben, ryg, særlig god støtte til arm og mellem knæ).
Ekstra blød og lydløs pude.



All up - Multi Medium

Str. i cm. 50 x 37 x 8

Varenummer 70004

Lejringspude 3 kamre. Multifunktion.
Kan med fordel anvendes til lejrning i liggende positioner (Mellem ben, ryg), og eventuelt som støtte under fødder.



All up - Multi Large

Str. i cm. 50 x 50 x 8

Varenummer 70005

Lejringspude 4 kamre. Multifunktion.
Kan med fordel anvendes til lejrning i liggende positioner (Mellem ben, ryg), og eventuelt som støtte under fødder.
Kan bl.a. foldes/rulles sammen. (Under ben og arm. Kommer med ekstra velcro bånd).



Forebyggelse og behandling – tryksårskategori 1-4

All up - Multi Max

Str. i cm. 50 x 50 x 20

Varenummer 70012

Lejringspude, særlig anvendelig til hoftefraktur patienter samt hvor underekstremitet skal eleveres over hjertehøjde.




All up - Universal

Str. i cm. 50 x 50 x 8

Varenummer 70010

Lejringspude, typisk til ryggen, korsben og haleben i knækseng og ved sideleje mellem benene. Kan foldes på midten, hvis puden ønskes højere.




All up - Universal Long

Str. i cm. 55 x 70 x 8

Varenummer 70015

Lejringspude, typisk til sideleje mellem benene, længere model som beskytter knæ og maleoler. Kan foldes på midten, hvis puden ønskes højere.




All up - Universal Slim

Str. i cm. 45 x 75 x 8

Varenummer 70016

Lejringspude typisk til sideleje mellem benene. Længere og smallere model som sikrer afstand mellem knæ i sideleje. Kan foldes på midten, hvis puden ønskes højere.




Forebyggelse og behandling – tryksårskategori 1-4

All up - Head

Str. i cm. 28 x 30 x 5

Varenummer 70011

Hovedpude. Særlig anvendelig til forebyggelse og behandling af tryksår på ører og nakke/baghovedet. Er også anvendelig til koma patienter.




All up - Head Silent & Soft

Str. i cm. 28 x 30 x 5

Varenummer 70074

Hovedpude. Særlig anvendelig til forebyggelse og behandling af tryksår på ører og nakke/baghovedet. Er også anvendelig til koma patienter. Ekstra blød og lydløs pude.



All up - Wing

Str. i cm. 50 x 85 x 8

Varenummer 70006

Aflastningspude til underekstremiteter og sengeliggende. "Vingerne" kan nemt fastgøres under madrassen, så puden ligger fast. God til brugere der er mobile og ikke ønsker noget fastspændt om benet/benene.



All up - Arm Rest

Str. i cm. 55 x 25 x 8

Varenummer 70027

Lejringspude til aflastning af armen.



Forebyggelse og behandling – tryksårskategori 1-4

All up - Elbow

Str. i cm. 30 x 20 x 10

Varenummer 70028

Lejringspude til aflastning af albuen.



All Up - Elbow Medium

Str. i cm. 23 x 20 x 10

Varenummer 70048

Lejringspude til aflastning af albuen.



All up - Lap

Str. i cm. 80 x 60 x 10

Varenummer 70025

Lejringspude, halvmåne. Anvendes med fordel til kørestolsbrugere for aflastning eller støtte af arme.



All up - Lap Max

Str. i cm. 80 x 60 x 20

Varenummer 70026

Lejringspude, halvmåne. Ekstra højde. Anvendes med fordel til kørestolsbrugere for aflastning eller støtte af arme.



Forebyggelse og behandling – tryksårskategori 1-4

All Up - Elbow & Heel

Str. i cm. 16 x 19 x 10

Varenummer 70049

Pude til aflastning af hæl eller albue.



all^{up}® kids^{care}




All Up - Kids Care Head

Str. i cm. 16 x 18 x 5

Varenummer 70040

Lille hovedpude.

Særlig anvendelig til børn under 1 år ved intubering.




All Up - Kids Care Head Silent & Soft

Str. i cm. 16 x 18 x 5

Varenummer 70075

Lille hovedpude.

Særlig anvendelig til børn under 1 år ved intubering.



Forebyggelse og behandling – tryksårskategori 1-4

All up - Belly

Str. i cm. 65 x 75 x 15

Varenummer 70023

Skråpude til bugleje for at løfte brystkassen.



All up - Kidney

Str. i cm. 50 x 20 x 20

Varenummer 70014

Speciel lejringspude til særlig anvendelse til lejrning af nyre / bækken område (Nyreknæk).



All up - Wedge 30°

Str. i cm. 50 x 40 x 15

Varenummer 70024

Lejringspude til sideleje. Sikrer stabilt leje ved 30°, kileformen ligger stabilt ved hjælp af en flap der skubbes ind under brugeren.



All up - Multi Wedge

Str. i cm. 50 x 23 x 23

Varenummer 70053

Skråpude der elevrer patientens arm der ligger stabilt i puden. Kan anvendes til lymfødempatienter (venekateter i hånden)



Forebyggelse og behandling – tryksårskategori 1-4

All up - Head Intubate DUO White

Str. i cm. 32 x 30 x 18
Varenummer 70103

Hovedpude med åbninger til slanger
ved intubering i bugleje



All Up - Foot sole

Str. i cm. 86 x 37 x 5
Varenummer 70080

Pude til aftastning af fodsålerne.
Monteres på sengegærdet
i fodenden af sengen.
Passer til alle senge.



All Up - Halv Charlie



Str. i cm. 78 x 68 x 26
Varenummer 70213

Halv Charlie lejringspuden skal sikre
et stabilt og neutralt lejringsmønster,
så brugeren ligger godt i sengen i
længere tid.

Med Halv Charlie lejres benene i en
let bøjet og udadgående vinkel, hvor
hoft- og knæled er i hvilestilling.

Lejringspudens længde gør samtidig
at man sikrer trykaflastning af hælene.
Lejringspuden kan med fordel også
anvendes til lejrning i neutral stilling (LIN).

Lejringspuden hjælper til at leje bruger-
en med lejringsmetoden 'Halv-Charlie',
som sikrer at hofte- og knæled er i
hvilestilling.



Forebyggelse og behandling – tryksårskategori 1-4

PRONE kit

Prone Kit inkl. manuel håndpumpe

Varenummer 70115

Sættet indeholder følgende varenumre: 70023, 70103 og 76004

Sættet består af to puder:

All Up Head Intubate DUO White og All Up Belly er designet til at blive anvendt til patienter som intuberes i bugleje.

All Up Belly kan placeres på patientens mave, og når patienten er vendt om i bugleje, kan puden fyldes med luft.

Puderne kan anvendes individuelt.



Vi fokuserer på behandling, forebyggelse og pleje

Manuel pumpe

Varenummer 76004

Manuel pumpe til hurtig oppustning af Levabos produkter.

Pumpen er støjsvag og lille, så den er nem at tage med overalt.



Velfærdsteknologi
der hjælper **dig** 
med at hjælpe **andre**

Scan QR-koden
og få adgang til vores
kataloger over All Up, Heel Up,
Seat All og Turn All.



All Up
Puder til positionering



Turn All
Automatisk kipsystem



Seat All - Trykafastende
siddepuder



Heel Up
Hælaflastere

Levabo er ISO-certificeret
i henhold til standard 13485

Alle Levabos produkter er CE-mærket
og overholder MDR 2017/745



LEVABO[®]

Simple solutions - Big impact



Levabo ApS
Sverigesvej 20A
8660 Skanderborg
Tel.: +45 31 70 40 25
Mail: info@levabo.dk
www.levabo.com