



Mobil trappemaskine

Med **Alber scalamobil** monteret kan kørestolen sikkert og ubesværet komme op og ned af alle former for trapper og der kræves kun et minimum af kræfter fra hjælperen. Albers erfarne specialister har designet **scalamobil** til at være enkel at anvende med ergonomiske håndtag og sikkerhedsbremser, der giver stor sikkerhed og komfort.





“klatre” mekanisme

Med **scalamobil**'s patenterede “klatre” mekanisme er det muligt at komme op og ned ad alle former for trapper, og der kræves kun et minimum af kræfter fra hjælperen. **scalamobil** er designet til at give så behagelig og skånsom en overgang som muligt mellem trinene, og gøre det så trygt og behageligt for kørestolsbrugeren som muligt.

scalamobil er også yderst skånsom mod trætrapper og tæpper, men er samtidig fremstillet i slidstærke materialer med lang levetid. **scalamobil** klarer op til 300 trappetrin på et fuldt opladet batteri.

Sikkerhed og komfort

scalamobil er monteret med ergonomiske håndtag og har sikkerhedsbremser på alle 4 hjul. De ergonomiske håndtag er designet til at give et godt, behageligt og sikkert greb, og sikkerhedsbremserne bremser trappemaskinen i god tid, før den når kanten af et trappetrin. Tilsammen giver det hjælper og kørestolsbruger sikkerhed og komfort.

Ergonomisk og enkel at betjene

Ergonomiske håndtag, stort tydeligt display og lettilgængelige knapper gør **scalamobil** ergonomisk og enkel at betjene. Med et tryk på kun én knap overtager **scalamobil** det hårde arbejde for hjælperen. Tænd/sluk knappen, det store tydeligt display og knappen til at vælge kørselsretning er alle integreret i

håndtaget. **scalamobil** monteres eller afmonteres hurtigt og nemt, uanset type af kørestol. **scalamobil** kan let skilles ad i mindre dele, så den kan transporteres i enhver bil. For lettere transport er motorenheden forsynet med integreret bærehåndtag.

Egenskaber



Alber scalamobil klar til transport

scalamobil kan let skilles ad i mindre dele, så den kan transporteres i enhver bil.



Ergonomiske håndtag

De ergonomiske håndtag er designet til at give et godt, behageligt og sikkert greb for hjælperen.



Stort og tydeligt display

Det store og tydelige display giver brugeren et godt overblik over funktioner og kørselsretning.



Batteripakke

Batteripakken er let at montere eller afmontere ved udskiftning eller transport.

Egenskaber



Sikkerhedsbremser

Alber scalamobil har sikkerhedsbremser på alle 4 hjul.



Batterilader

Batterilader med automatisk frakobling og indikator for ladestatus.

Tilbehør



Beslag til kørestol

Med de unikke monteringsbeslag kan **scalamobil** monteres på langt de fleste manuelle kørestole.



Autolader

Lader med automatisk frakobling til anvendelse i biler og busser. Input 12-32 Volt.



Scalaport X7

En universal løsning til anvendelse i forbindelse med manuelle kørestole uden monteringsbeslag.



Hovedstøtte

Hovedstøtte kan justeres i højde, vinkel og dybde.



Scalachair X3





scalachair X3 er en indendørs transportkørestol med integrerede beslag for **scalamobil**. Ideel til brug ved trange pladsforhold, smalle trapper eller lignende. (Foldbar model, skubbehåndtag, hovedstøtte og sikkerhedssele som tilbehør).



Scalacombi S36

scalacombi har integreret flip-up sæde, ryg og hovedstøtte. **scalacombi** anvendes typisk af brugere, der ikke har brug for at sidde i en kørestol, men som har brug for hjælp til at komme op og ned af trapper. Ideel til brug ved trange pladsforhold, smalle trapper eller lignende.

Tekniske data

scalamobil	 Max. 19 trin/min.	 Op til 300 trin. (afh. af brugervægt)	 24 V / 3,4 Ah	 178 W	 2,7 kg	 200 mm (mulighed for 250 mm)	 110 mm
scalamobil	 Trappemaskine: 17,4 kg Håndtag: 4,9 kg	 140 kg*	* Totalvægt 180 kg: Brugervægt m.m. + Trappemaskine + Manuel kørestol = Total vægt				

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2012 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Scalamobil - DK - 01/2012



Yes, you can.®