

# FRITSTÅENDE TOILETFORHØJERE FRIGG, 140-400 KG



HMN

CE

[WWW.HMN.DK](http://WWW.HMN.DK)

# INDHOLDFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	2
FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG, 44 cm.....	3
FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG BRED, 52 cm.....	4
FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG 200 KG, 61 cm.....	5
FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG 300 KG, 75 cm.....	6
FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER, FRIGG 400 KG, 85 cm.....	7
TENNISKE DATA.....	8-10

# INFO

## ANDRE PRODUKTER

Vi tilbyder en række andre produkter i vores sortiment, der kan opfylde behov i badeværelset eller andre steder i hjemmet.

Fælles for alle vores produkter er, at de er bruger- og rengøringsvenlige samt i høj kvalitet.

I denne brochure kan du læse om vores:

- Fritstående toiletforhøjere

God læsning.

# FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER FRIGG, STANDARD 44 CM RUSTFRIT STÅL

FRIGG STANDARD		STÆNKSKÆRM	SPAND
Varenr. 610012	HMI-nr. 25710	Varenr. 610021	Varenr. 610022



Den fritstående toiletforhøjer Frigg standard (44 cm) er lavet i rustfrit stål (teleskopbenene i aluminium), for at få den så langtidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

Den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45–66 cm.

Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips.

Den er forsynet med et kraftigt/solidt hvidt toiletsæde, som giver en god komfort. Ønsker man at skrånstille toiletforhøjer, kan det gøres via benenes indstilling.

Den kan leveres med stænkskærm eller spand.

**TEKNISKE DATA**

**SIDE 8**

# FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER FRIGG, BRED 52 CM RUSTFRIT STÅL

FRIGG BRED		STÆNKSKÆRM	SPAND
Varenr. 610013	HMI-nr. 128444	Varenr. 610021	Varenr. 610022



Den fritstående toiletforhøjer Frigg Bred (52 cm) er lavet i rustfrit stål (teleskopbenene i aluminium), for at få den så langtidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

Den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45–66 cm.

Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips.

Den er forsynet med et kraftigt/solidt hvidt toiletsæde, som giver en god komfort. Ønsker man at skråtstille toiletforhøjeren, kan det gøres via benenes indstilling.

Den kan leveres med stænskærm eller spand.

**TEKNISKE DATA**

**SIDE 8**

# FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER FRIGG, 200 KG 61 CM RUSTFRIT STÅL

FRIGG 200 KG		STÆNKSKÆRM	SPAND
Varenr. 610014	HMI-nr. 129459	Varenr. 610021	Varenr. 610022



Den fritstående toiletforhøjer Frigg 200 kg er forstærket, så den kan klare en brugervægt op til 200 kg. Den er produceret i rustfrit stål for at få den så langtidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

De indbyggede armlæn med PU skum giver ekstra komfort for brugeren.

Den er forsynet med teleskopben i rustfrit stål og den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45–57 cm. Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips. Den kan leveres med stænkskærm eller spand.

**TEKNISKE DATA**

**SIDE 8**

# FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER FRIGG, 300 KG 75 CM RUSTFRIT STÅL

FRIGG 300 KG		STÆNKSKÆRM	SPAND
Varenr. 610016	HMI-nr. 136876	Varenr. 610021	Varenr. 610022



Den fritstående toiletforhøjer Frigg 300 kg er forstærket, så den kan klare en brugervægt op til 300 kg. Den er produceret i rustfrit stål for at få den så langtidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

De indbyggede armlæn med PU skum giver ekstra komfort for brugeren.



Et særligt stort bariatrisk/XXL toiletsæde sikre optimal støtte, styrke og komfort for store brugere.

Vi har lagt et standard toiletsæde ovenpå det bariatriske toiletsæde for at illustrere størrelsesforskellen.

Den er forsynet med teleskopben i rustfrit stål og den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45–57 cm. Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips.

Den kan leveres med stænkskærm eller spand.

**TEKNISKE DATA**

**SIDE 9**



# FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER FRIGG, 400 KG 85 CM RUSTFRIT STÅL

## FRIGG 400 KG

Varenr. 610017

HMI-nr. 136879

## STÆNKSKÆRM

Varenr. 610021

## SPAND

Varenr. 610022



Den fritstående toiletforhøjer Frigg 400 kg er forstærket, så den kan klare en brugervægt op til 400 kg. Den er produceret i rustfrit stål for at få den så langtidsholdbar som muligt. Den er opbygget meget enkelt, så den er let at gøre ren.

De indbyggede armlæn med PU skum giver ekstra komfort for brugeren.



Et særligt stort bariatrisk/XXL toiletsæde sikre optimal støtte, styrke og komfort for store brugere.

Vi har lagt et standard toiletsæde ovenpå det bariatriske toiletsæde for at illustrere størrelsesforskellen.

Den er forsynet med teleskopben i rustfrit stål og den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 45–57 cm. Højden stilles let uden brug af værktøj ved hjælp af gennemgående clips.

Den kan leveres med stænkskærm eller spand.

**TEKNISKE DATA**

**SIDE 10**



# FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER

## FRIGG, 140-200 KG

### RUSTFRIT STÅL

## TEKNISKE DATA

	FRIGG STANDARD	FRIGG BRED	FRIGG 200 KG
SÆDEHØJDER	45–66 CM	45–66 CM	45-57 CM
TOTAL HØJDER (MED SÆDE OPSLÅET)	90–111 CM	90–111 CM	90-101 CM
BREDDER MELLEMLÆN	44 CM	52 CM	61 CM
FRIHØJDER UNDER TOILETSÆDE	40,5–61,5 CM	40,5–61,5 CM	40-52 CM
BREDDER VED GULV	51,5–55 CM	54–58 CM	76-78 CM
DYBDER VED GULV	44–46 CM	44–46 CM	47,5-49,5 CM
SKRÅTSTILLING	MAX 3 CM FORSKYDNING (1 HUL)		
VÆGT	6,5 KG	6,6 KG	9 KG
STABELBAR	JA	JA	NEJ
MAX. BELASTNING	140 KG	140 KG	200 KG
STÆNKSKÆRM ELLER SPAND INKL.	NEJ (OPGIV VED BESTILLING OM DER ØNSKES STÆNKSKÆRM ELLER SPAND). STÆNKSKÆRMEN KAN MAN SKÆRE TIL,, HVIS DEN ER FOR HØJ TIL TOILETTET.		
STEL	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVIDT		
TELESKOPBEN	ALUMINIUM, HØJDEINDSTILLELIG I 8 INDSTILLINGER	RUSTFRIT STÅL 5 INDSTILLINGER	
TOILETSÆDE	I KRAFTIGT HVIDT PLAST		
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB		
RENGØRING	BENYTT ALM. SÆDEVAND, DER MÅ IKKE BENYTTES KLORHOLDIGE SLIBENDE ELLER ÆTSENDE RENGØRINGSMIDLER		
BESKRIVELSE	FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER MODEL FRIGG UDEN STÆNKSKÆRM/SPAND		
VARENØR.	610012	610013	610014
HMI-NR.	25710	128444	129459
ISO NR.:	09 12 12	09 12 12	09 12 12
STÆNKSKÆRM	610021	610021	610021
SPAND	610022	610022	610022

**BRUGSANVISNING/  
RESERVEDELE**

**TILBAGE TIL  
SIDE 3-5**

# FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER FRIGG, 300 KG 75 CM RUSTFRIT STÅL

## TEKNISKE DATA

### FRIGG 300 KG

SÆDEHØJDER	45-57 CM
TOTAL HØJDER (MED SÆDE OPSLÅET)	91-103 CM
BREDDE MELLEM ARMLÆN	75 CM
FRIHØJDER UNDER TOILETSÆDE	40-52 CM
BREDDER VED GULV	88-90 CM
DYBDER VED GULV	47,5-50 CM
SKRÅTSTILLING	MAX 3 CM FORSKYDNING (1 HUL)
VÆGT	13 KG
STABELBAR	NEJ
MAX. BELASTNING	300 KG
STÆNKSKÆRM ELLER SPAND INKL.	NEJ (OPGIV VED BESTILLING OM DER ØNSKES STÆNKSKÆRM ELLER SPAND). STÆNKSKÆRMEN KAN MAN SKÆRE TIL HVIS DEN ER FOR HØJ TIL TOILETTET.
STEL	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVIDT
TELESKOPBEN	RUSTFRIT STÅL 5 INDSTILLINGER
TOILETSÆDE	I KRAFTIGT HVIDT PLAST
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB
RENGØRING	BENYTT ALM. SÆBEVAND, DER MÅ IKKE BENYTTES KLORHOLDIGE SLIBENDE ELLER ÆTSENDE RENGØRINGSMIDLER
BESKRIVELSE	FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER MODEL FRIGG UDEN STÆNKSKÆRM/SPAND
VARENØR.	610016
HMI-NØR.	136876
ISO NØR.:	09 12 12
STÆNKSKÆRM	610021
SPAND	610022

**BRUGSANVISNING/  
RESERVEDELE**

**TILBAGE TIL  
SIDE 6**

# FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER FRIGG, 400 KG 85 CM RUSTFRIT STÅL

## TEKNISKE DATA

FRIGG 400 KG	
SÆDEHØJDER	45-57 CM
TOTAL HØJDER (MED SÆDE OPSLÅET)	91-103 CM
BREDDE MELLEMLÆN	85 CM
FRIHØJDER UNDER TOILETSÆDE	40-52 CM
BREDDER VED GULV	98-100,5 CM
DYBDER VED GULV	47,5-50 CM
SKRÅTSTILLING	MAX 3 CM FORSKYDNING (1 HUL)
VÆGT	14 KG
STABELBAR	NEJ
MAX. BELASTNING	400 KG
STÆNKSKÆRM ELLER SPAND INKL.	NEJ (OPGIV VED BESTILLING OM DER ØNSKES STÆNKSKÆRM ELLER SPAND). STÆNKSKÆRMEN KAN MAN SKÆRE TIL HVIS DEN ER FOR HØJ TIL TOILETTET.
STEL	RUSTFRIT STÅL, PULVERLAKERET HVIDT
TELESKOPBEN	RUSTFRIT STÅL 5 INDSTILLINGER
TOILETSÆDE	I KRAFTIGT HVIDT PLAST
DUPSKO	GRÅ PLAST MED HUL I BUND FOR VANDUDLØB
RENGØRING	BENYTT ALM. SÆBEVAND, DER MÅ IKKE BENYTTES KLORHOLDIGE SLIBENDE ELLER ÆTSENDE RENGØRINGSMIDLER
BESKRIVELSE	FRITSTÅENDE TOILETFORHØJER MODEL FRIGG UDEN STÆNKSKÆRM/SPAND
VARENØR.	610017
HMI-NØR.	136879
ISO NØR.:	09 12 12
STÆNKSKÆRM	610021
SPAND	610022

**BRUGSANVISNING/  
RESERVEDELE**

**TILBAGE TIL  
SIDE 7**

# HMN

SINCE 1934

V 1.1 21-06-2023