

Letanvendeligt høreapparat



Hvorfor er Hearit sådan en god løsning?

Kraftig
Brugervenlig
Pålidelig
Fleksibel





almindelige
hovedtelefoner



øretelefoner



halsslynge



scart-kabel



tv-boks



Tilslutning til hi-fi
eller tv

Tilslutning til
bæresnor

Tilslutning til hovedtele-
foner eller halsslynge

Oplyst
funktionsindikator
og -kontrol

Nem kontrol til tænd/sluk
og justering af lydstyrke

Batterirum, der er nemt
at åbne, og som også sikrer
korrekt isættelse af batterierne

Gummifødder, som
forhindrer apparatet i
at glide på bordet



Hearit

HÖRAT

Hearit er det ideelle apparat for dem, der ikke ønsker eller ikke er i stand til at benytte et almindeligt høreapparat. Den kræver meget lidt opsætning, er utrolig brugervenlig og kan benyttes enten med eller uden et høreapparat. På hospitaler, apoteker og uddannelsescentre kan Hearit endvidere hjælpe personer med særlige behov med kommunikationen i vigtige situationer såsom ved konsultationer og genoptræning.

Nem at bruge og betjene

En kontrol til at tænde og slukke samt justere lydstyrken. En oplyst funktionsindikator gør den valgte indstilling tydelig at se.

Fleksibel

Vælg mellem mikrofon og telespole. Den retningsbestemte mikrofon kan flyttes tættere på lydkilden, hvorved forstyrrelser fra uønskede lyde formindskes.

Fuldstændig tilsluttet

Der kan tilsluttes en halsslynge, der fungerer sammen med høreapparater i T-position, og som sender lyden direkte til øret. Ved hjælp af den indbyggede telespole kan lyde, der sendes via en løkke i hjemmet eller i offentlige rum såsom i teateret eller kirken, høres i hovedtelefonerne.

Ydelse

Mere Styrke og spænding end et traditionelt høreapparat. 2 x AA-batterier, der er nemme at udskifte.

Hearlt gør det muligt for dig at høre samtaler, fjernsyn og musik i offentlige rum og i hjemmet.

Hvor kan du bruge Hearlt

- I hjemmet, undervejs og i offentlige rum
- Under vigtige samtaler og hverdagssamtaler såsom ved fester eller besøg hos lægen
- Når du lytter til fjernsynet eller musik
- I travle og støjende omgivelser, for eksempel på en restaurant
- I teateret, biografen eller kirken (MT- & T-versioner)

Produceret af:

 **Phonic Ear**[®]
Connected to life

Din lokale forhandler:



info@phonicear.dk • www.phonicear.dk