



LivetSomSenior

Hjælpemidler til en lettere hverdag

Sådan kommer du hurtigt i gang



1. Pak stolen ud af den medfølgende emballage
2. Benene består af to "rammer", der sættes over kryds på sædets underside
3. Når benene er placeret korrekt fastgøres de ved brug af de medfølgende skruer, i alt 5 stk.
4. Start med de fire hjørne-skruer, og slut af med skruen i midten
5. Derefter indstiller du alle fire ben til den ønskede højde, og badestolen er klar til brug