

magnide

another Arion brand

Magnide®

Magnide er det ultimative hjælpemiddel til påtagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket tå



Problemstilling

For patienter og plejere er det daglige ritual omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser en slidsom og møjsommeligt proces, hvor risikoen for belastnings- og arbejdsskader er høj for plejepersonalet. Det samme gør sig gældende for de patienter, der selv er i stand til at udføre opgaven. Den fysiske belastning, som på- og aftagning medfører, kan virke som en uoverskuelig opgave, hvilket kan få en direkte betydning for om behandlingen gennemføres med succes af patienten.

Løsning

Magnide er specielt designet til at løse alle udfordringerne omkring påtagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket tå. Magnide er fremstillet i et meget glat materiale, som har fået en speciel overfladebehandling. Til sammen sikrer materialet og dobbeltlagsfunktionen et ultra glat slutprodukt som nedsætter friktionen væsentligt ved påtagning.

Den nedsatte friktion ved brug af Magnide betyder, at den fysiske belastning for plejepersonalet og patienterne nedsættes til et absolut minimum. Herved mindskes risikoen for skader væsentligt, mens sandsynligheden for at patienterne overholder behandlingen stiger. Magnide giver ydermere patienterne mulighed for at bevare deres selvstændighed i længere tid, da de med klare og simple instruktioner selv kan påføre kompressionsstrømpen eller -strømpebukserne.

Målgruppe

Magnide er den oplagte løsning for patienter, der bruger kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket tå. Takket være Magnide kan strømperne tages på med største lethed. Desuden er Magnide et uundværligt hjælpemiddel for plejepersonalet, som har den anstrengende opgave dagligt at påføre kompressionsstrømper eller -strømpebukser på deres patienter.

Magnide®

Den ultimative løsning


Produktfordele

- Reducerer den fysiske anstrengelse for både plejepersonale og patienter
- Øger patientens uafhængighed og komplians
- Kompressionsstrømperne bevarer deres kompression og egenskaber længere
- Let at bruge
- Sparer tid og penge
- Lang holdbarhed
- Nem at tage med overalt


Sortiment

Vare nr.	Størrelse	Skostørrelse
E01513	Medium	≤ 40
E01514	Large	≥ 41 t/m 45
E01515	Extra Large	≥ 46

XL er velegnet til ekstra brede fødder med omkreds på til og med 28 cm




Placer Magnide på foden (sørg for, at den orange flap ved tæerne er foldet rigtigt tilbage, så magneten klikker fast)




Træk strømpen ud over Magnide



Træk strømpen over foden, så hælen sidder på det rigtige sted



Sørg for, at den lysegrønne løkke kan nås i toppen af Strømpen



Træk derefter i den lysegrønne løkke for at fjerne Magnide