


Montering af sengeheste

RotoBed® senge kan leveres med sengeheste af træ eller metal. Uanset model monteres og fjernes sengehestene på samme måde:



Tryk på det lille beslag fornedet samtidig med, at sengehesten løftes.
Sengehesten sættes på igen og låser automatisk.

RotoBed – Velfærdsteknologi med omtanke

Storegade 44 • 6640 Lunderskov • Tlf. 75 50 50 25 • info@rotobed.com • www.rotobed.dk • cvr nr. 25589580