

## QUICK GUIDE MULTILINE NEXT DC



Håndbetjeninger til stol med enten 3, 4 eller 5 motorer. De gule områder på patienten, er dem, den pågældende motor aktiverer.

1. Hæve og sænke rygdæl
  2. Hæve og sænke sæde. Hold begge knapper inde samtidig og indstil Relax-indstilling
  3. Hæve og sænke foddel. Hold begge knapper inde samtidig og indstil stolen til leje
  4. Hæve og sænke stolen i højden
  5. Indstil fodstøtten (kortere og længere væk fra fødderne)
- Gul knap: Indstil til transportstol  
Rød knap: Trendelenburg

## STOLENS INDSTILLINGER

