



## HÅNDBETJENING T4



## FODBETJENING




## FORKLARING TIL ØVRIGE PIKTOGRAMMER

Piktogram	Benævnelse	Forklaring
	Advarsel	Advarselstrekanten signalerer, at der kræves særlig agtpågivenhed.
	CE mærke	Mærket angiver, at der er udarbejdet CE-mærkning for systemet. Overensstemmelseserklæring findes senere i manualen.
	VIGTIGT	Bemærk specielt.
	Elektronik-skrot	Symbolet angiver, at systemet efter endt brug skal afleveres ved nærmeste genbrugsstation for genbrug samt bortskaffelse i.h.t. gældende lovgivning.
	Tætningsgrad	Tætningsgrad IPX0 => Ikke spulefast og uegnet til udendørsbrug.

## DE TRE INDSTILLINGER

for trinvise instruktioner – se kapitel 5 i manualen

### 1: Arbejds-position (under vending)



### 2: Nedefældet-position



(ud af sengen-position eller fra side til side, så rækkeafstand til borger mindskes)

### 3: Sengehest-position



(under vending)