



DOLOMITE rollatorer kører længere

På de følgende sider kan du se nærmere på de mange muligheder for spændende tilbehør til Invacares® rollatorer. Invacare tager hele tiden nye skridt mod en verden af bedre rollatorer og mere aktive brugere. Med **DOLOMITE TILBEHØR** har du mulighed for at tilpasse din rollator til dine ønsker og behov. Vær opmærksom på, at ikke alt tilbehør passer til alle vores modeller.

Egenskaber og tilbehør

**Kurv**

Praktisk kurv med håndtag til transport af mindre ejendele. Der er forskellige kurve til forskellige størrelser rollatorer.

**Blød kurv**

Kurven er rummelig og kan let tages af og anvendes som indkøbsnet. Passer til *JAZZ2*.

**Ekstra stor kurv**

Kan indeholde mere og kan lukkes foroven mod regn og blæst. Passer til *JAZZ2*.

**Bakke**

Produceret i hård plast. Med fire stabiliserende gummi-støtter under bakken sikres stabiliteten.

**Rygstrop**

Rygstroppen giver en tryk og behagelig lændestøtte.

**Polstring til rygstrop**

Rygstroppen kan forsynes med en blød og komfortabel polstring. Her vist på *JAZZ2*.

**Stokkeholder**

Gør det nemt at have stokken med, uden at den kommer i vejen under kørsel.

**Slæbebremse,**

her vist på *MELODY*. Ideel ved genoptræning eller i situationer, hvor det kan være en udfordring for brugeren at bremse. Montering kan ske i både højre og venstre side.

**Slæbebremse,**

her vist på *FUTURA*. En sikkerhed hvis brugeren skubber asymmetrisk, eller rollatoren kører for hurtigt.

**Trædepedal**

Gør det lettere for brugeren at komme op over kantsten og andre lignende små forhindringer.

**Hjulafskærmning**

Beskytter tøjet mod snavs og stænk fra hjulet, hvis man kører udendørs.

**Bremseforstærker**

Giver ekstra bremsestyrke til svage hænder.

Egenskaber og tilbehør

**Dropstativ**

Dropstativet er fastmonteret, så det følger med dig. Passer til *SOPRANO* og *MELODY*.

**Iltflaskeholder**

Fastholder iltflasken sikkert på rollatoren i vertikal position.

**Iltflaskeholder**

Centralt monteret på rollatorens stel. Passer til *SOPRANO* og *MELODY*.

**Regnslag**

Beskytter rollatoren mod regn, sne og fugt.

**Tværgreb**

Tværgreb kan monteres på flere af rollatorerne. Tværgrebet giver et justeringsinterval på 17 cm målt fra laveste skubbehøjde.

**Løsthængende taske**

Monteres under sædet. Giver ekstra plads, når kurven er fyldt. Beskytter dine ejendele mod regn og nysgerrige blikke.

**Bløde greb**

De bløde greb er et rart alternativ til de anatomiske greb.

Tilbehør til DOLOMITE rollatorer

Art. No	Produkt navn	MELODY-L	MELODY-M	MELODY-S	SOPRANO	Futura 680	Futura 600/520	Futura 450	Symphony 600/520	Symphony 450	Alpha Basic	Alpha Avanceret	Maxi+ 650	Maxi+ 550	Opal 600/520	Jazz 600/520	Jazz 2 610/510
12613	Adapt håndgreb/par					x	x	x	x	x							
*	Adapt håndgreb/par	x	x		x												
12612	Adapt håndgreb/højre, venstre										x	x					
12510	Rygstrop														x		
12600	Rygstrop					x	x	x	x	x							
12605	Rygstrop (10 cm læn- gere)												x	x			
12628	Rygstrop	x	x		x												
12629	Rygstrop			x													
1522062	Rygstrop															x	
SP1522062	Rygstrop																x
SP1551654	Rygstrop polstring																x
12523	Taske, sort (under sædet)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12582-15	Kurv					x											
12530-15	Kurv						x		x		x	x	x	x	x		
12540	Kurv	x	x														
12538-15	Kurv							x		x							
12541	Kurv					x											
12542	Kurv			x													
1452336	Kurv															x	
1452157	Kurv																
SP1546204	Kurv																x
SP1560336	Kurv stor grå																x
SP1564104	Kurv stor rød																x
12651	Bremseforstærker					x	x	x	x	x	x		x	x	x		
12606	Stokkeholder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1452454	Stokkeholder																
1512912	Stokkeholder															x	
SP1512912	Stokkeholder																x
SP1582476	Dropstativ inkl. holder					x	x	x	x	x					x		
12547	Dropstativ inkl. holder	x	x		x												
12611-L	HP-håndtag HP=V Enhåndsbremse=H					x	x	x	x	x							
12611-R	HP-håndtag HP=H Enhåndsbremse=V					x	x	x	x	x							
*	HP-håndtag HP=V Enhåndsbremse=H	x	x	x	x												
*	HP-håndtag HP=H Enhåndsbremse=V	x	x	x	x												
12560-21	Trædepedal (højre side)					x	x	x	x	x	x	x	x	x			
12562-21	Trædepedal (højre side)															x	
12563	Trædepedal	x	x	x	x												
12505-R/L	Enhåndsbremse DABS												x	x	x		
12507-R/L	Enhåndsbremse DABS II					x	x	x	x	x							
*	Enhåndsbremse Interak- tive bremse System	x	x		x												
12514-R/L	Enhåndsbremse										x						
12515	Enhåndsbremse											x					
12682-25	Ilftflaskeholder					x	x		x		x	x	x	x	x		
12683	Ilftflaskeholder	x	x		x												
13018	Gåbord										x	x					
13041-21	Slæbebremse/par					x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
12543-R/L	Slæbebremse højre/ venstre	x	x	x	x												
12535-21	Slæbebremse/par														x		
SP1571260	Slæbebremse/par																x
60140	Pinolskrue i stedet for fingerskrue					x	x	x	x	x							
13655	Pinolskrue i stedet for fingerskrue/par	x	x	x	x												
12532	Mosgummi greb/par 120 mm																
12593	Mosgummi greb/par 150 mm					x	x	x	x	x	x		x	x			
12677	Mosgummi greb/par 220 mm															x	
12544	Skærm/par	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		
70311	Bakke	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		
1452301	Bakke															x	
1452047	Bakke																
SP1546264	Bakke																x
1514556	Regnslag	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
12522	Antistatisk greb/par					x	x	x									
1531573	Tværgreb					x	x	x		x	x		x	x	x		
Special	Underarmstøtte					x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690
0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International
Sårl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Dolomite Tilbehør - DK - 01/2016



*Kan ikke bestilles som separat tilbehør, men bestilles færdigmonteret på rollatoren