



 **ADVENTUS**



ADVENTUS

Designet til et aktivt liv

HVAD FÅR JEG NÅR JEG BESTILLER EN ADVENTUS?

- 1 Adventus
- Manual
- 2 års garanti

Tjeckliste før bestilling

- Kontrollér at kørestolen har en forstærket fodbøjle i Ø16, Ø18 eller Ø20mm. i rørdiameter
- Kontrollér at brugeren har minimum 40 mm. afstand imellem hælene når fødderne hviler på fodstøtten
- Kontrollér at c/c distancen imellem fodbøjleens rør er min. 60 og maks. 135 mm



Du er velkommen til at kontakte os på telefon +45 22434270 eller mft@decon.dk



Adventus er et aktivt tilbehør til din kørestol, der gør at du nemmere kommer rundt i ujævnt terræn. Ofte er det kørestolens forhjul (fordi de er små) der begrænser dig. Adventus, som er et 10" klik på forhjul, løfter kørestolens front og gør det lettere og mere behageligt for dig at køre på stier, brosten, grusveje, græs mm.

Adventus monteres nemt mens du sidder i stolen. Adventus klikkes på fodstøtten, eller på Adventus beslaget (krydsramme stole).

Når du ikke bruger Adventus, kan man hænge den på holderen (tilbehør) bagpå kørestolen



TEKNISKE DATA

Længde	ca. 450 mm ud over fodbøjle
Højde	ca. 350 mm fra jorden
Hjul str.	10"
Vægt	2,45 kg


ARTIKELNUMMER

Adventus

Sort (standard)

ADV3100

TILBEHØR



Adventus holder/beslag

Beslag til at sætte bagpå kørestolen


ADV3050

DÆK



	ETRTO	Dimension	Artikelnummer
10"	54-152	10 x 2	DM1013

ANDRE FARVER



Adventus kan fås i forskellige farver.
Kontakt os for mere information.

KRYDSRAMME BESLAG



Maks. Brugervægt
125 kg

ARTIKELNUMMER

Krydsramme beslag til stolebredde 33-39cm	ADV5000
Krydsramme beslag til stolebredde 39-45cm	ADV5001
Krydsramme beslag til stolebredde 45-52cm	ADV5002



Decon mobility

www.decon.dk
Gavnøvej 13 8930 Randers NØ
Telefon: +45 22434270
E-mail: mft@decon.dk

Decon forbeholder sig retten til at lave ændringer på produktet efter brochuren er blevet trykt.
Alle rettigheder tilfalder Decon. Med forbehold for trykfejl, skrivefejl, udgåede varer og forkerte billeder.