

Neonatalverksamheten  
Karolinska Universitetssjukhuset  
171 76 Stockholm

## Angående SAFE Neonatalmadrass

På Neonatalverksamheten används SAFE Neonatal-madrass nr 101IC.3 med jämn yta på båda sidor.

Madrassen klipps till och används i mindre delar för positionering/avlastning av huvud, öron och armar. Delarna kan användas utan att täckas, alternativt täckas med ett tunt lakan.

Fördelarna i användningen av denna typ av neonatal madrass är:

- kan ångsteriliserats vid höga temperaturer (autoklav) samt tvättas i 80°C och torkas i torkskåp
- hög hygienisk aspekt ger säkerhet för att minimera förekomsten av bakterier
- klippas till och anpassas utifrån barnets storlek och behov
- går att återanvända då den är tvättbar

Stockholm 2015-08-28



Katarina Rickan

MT-Samordnare, USK

Neonatalverksamheten Solna

Karolinska Universitetssjukhuset