


## Overensstemmelseserklæring:



Micro Balle ApS  
Veddingevej 31  
4540 Fårevejle  
Danmark  
Tlf.+45 5965 2315  
microballe@microballe.dk  
www.lillehjaelper.com

erklærer hermed at  
**LILLE HJÆLPER**  
er i overensstemmelse med:



11.02.2010

Dato

Tonny Balle - Adm. Direktør

## Tonny Balle:

LILLE HJÆLPER er resultatet af én mands vision.  
Som høreapparatsbruger syntes Tonny Balle at der var situationer hvor han havde brug for et alternativ til høreapparatet.  
Med flere års erfaring indenfor høreapparatsindustrien udviklede han LILLE HJÆLPER. Frem for at forstærke al lyd lader den dig forstærke en ønsket del af lydbilledet. Altså en retningsbestemt lydforstærker der øger kommunikationen imellem mennesker.  
*"Jeg håber at du får lige så stor glæde af LILLE HJÆLPER som jeg har haft."*

**Tonny Balle.**

## Vedligeholdelses:

Produktet er ikke vandtæt.  
Batterier fjernes ved opbevaring.  
Brug kun batterier af styrken 1.5V. type N.  
Brug ikke andre høretelefoner end medfølgende.



## Sikkerhedsoplysninger:

Opbevares utilgængeligt for børn.  
Undgå at bruge halsslyngen, i tilfælde hvor den kan hænge fast.  
Radio, tv og mobiltelefoner kan forstyrre lydsignalet.  
Undgå at benytte produktet over længere tid ved høj lydstyrke.  
Produktet bør kun benyttes af personer med hørenedsættelse.



## Bortskaffelse:

I henhold til WEEE direktivet (2008/108/EF) skal batterier og resten af produktet afleveres hos elektronik forhandlere eller genbrugsstationer ved bortskaffelse.



MICRO BALLE **HEARING SYSTEM**

