


Sahva

Måleskema

Rehband knæortoser



Sådan måler du:

1. Sørg for at dit knæ bøjer (ca 30°).
2. Find midten af patella
3. Mål omkredsen (cm) af dit ben 15 cm over patella, og 15 cm under patella.

Gå nu ind i skemaet nedenfor og find den rette størrelse.

Størrelse 15 cm under patella 15 cm over patella

XXS	29 - 32	36 - 40
XS	32 - 35	40 - 44
S	35 - 38	44 - 48
M	38 - 41	48 - 52
L	41 - 44	52 - 56
XL	44 - 48	56 - 61
XXL	48 - 51	61 - 67

Sahva
Et liv i bevægelse

Telefon 7011 0711 · www.sahva.dk