

MultiGlide (Popolette), glidestykke

MultiGlide er et rørformet glidestykke med meget lav friktion på indersiden og en overflade belagt med polyurethan, der virker stabiliserende under brug. MultiGlide er velegnet til alle typer forflytninger, hvor man ønsker at nedsætte friktionen under trykpunkter for eksempel forflytninger i seng, mellem seng og kørestol, på operationslejer eller ved røntgenoptagelser, hvor MultiGlide anvendes til vendinger eller lejring af brugeren.

MultiGlide er let at placere og fjerne, og skal fjernes når forflytningen er fortaget.



IM88

Varenr.	HMI-nr.	Beskrivelse	Størrelse i cm
IM40	12087	MultiGlide, vandtæt, rørformet, blå strop	B40 x L40
IM66	49920	MultiGlide, vandtæt, rørformet, gul strop	B60 x L60
IM77	14060	MultiGlide, vandtæt, rørformet, brun strop	B72 x L70
IM80	12876	MultiGlide, vandtæt, rørformet, rød strop	B72 x L100
IM82	25447	MultiGlide, vandtæt, rørformet, lys brun strop	B70 x L200
IM83	16976	MultiGlide, vandtæt, rørformet, grøn strop	B72 x L130
IM88	22607	MultiGlide, vandtæt, rørformet, mintgrøn strop	B80 x L80
IM100	14061	MultiGlide, vandtæt, rørformet, hvid strop	B100 x L70
IM108	16977	MultiGlide, vandtæt, rørformet, grå strop	B108 x L80
IM100/140	22606	MultiGlide, vandtæt, åben med kant	B100 x L140

Anvendelsesområder:

- Vending
- Lejring
- Højere op i seng
- I seng/ud af seng
- Tilbage i kørestol
- Operations- eller røntgenleje

Specifikationer:

MultiGlide består af nylon/polyurethan.

Modellen er belagt med polyurethan, der hindrer gennemtrængning af væske.

Yderside: Høj friktion. Inderside: Lav friktion.

Max brugervægt: 300 kg

**Vaskeinstruktion:**

Vask: Max. 80°C.

Tørretumbler: Max. 60°C.

Kan aftørres med desinfektionsmiddel (polyurethan overside).

Tåler ikke skyllemiddel og klor - da dette vil ødelægge glideevnen.





Du er her: Produkter / Produkter Senior / Forflytningshjælpemidler / Lejrning i seng / MultiGlide Glistestykke

Etac A/S • Egeskovvej 12 • 8700 Horsens • Telefon 79 68 58 33 • Fax 75 66 52 57 • E-mail info@etac.dk