



Sit-Ease[®] aflastningspude.

Puden leveres i størrelse:

21 x 21 x 11 cm. 030H polyether HMI 32009
Vr.nr. SITEASE

030H

✓ Har en vægtfylde på 30 kg./M³

Pudens opbygning:

Puden består af et skum underlag, skåret i profil til pøllerne.

I profiludskæringerne ligger 2 skumpøller løst ovenpå.

Skumpøllerne er skråskåret i den ene ende.

Leveres med velourbetræk.

Hvem henvender puden sig til:

Alle patienter med sædeproblemer, så som;

Hæmoroider

Cancer recti

Hævet scrotum

Episiotomier

Vulva cancer

Perinæoplastik

Pilonidalcyster

Spincterruptur

Rengøring: Autoklave, maskinvask (60° C) samt tørretumbling.

Betræk: Leveres som standard med beige velour.

Anvendelse: Puden placeres direkte ovenpå stolen. Pøllerne skal vende op, og den skrå ende fremad.

Formål:

At give en optimal siddekomfort for mennesker som er plaget af lidelser eller følger efter operation i sædeområdet.

Sit-Ease[®] aflastningspuden afhjælper de værste gener for de nævnte patientgrupper. Aflaster bedre og modvirker ikke sårhelingen.

Kontakt:

Danish CARE Supply

Tlf: 22 11 86 16

Mail:

dcs@danishcaresupply.dk

www.danishcaresupply.dk

