

magnide on/off

simply smile

NY

Magnide[®] on/off

Magnide er det ultimative hjælpemiddel til på- og aftagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket tå



Problemstilling

For patienter og plejere er det daglige ritual omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser en slidsom og møjsommeligt proces, hvor risikoen for belastnings- og arbejdsskader er høj for plejepersonalet. Det samme gør sig gældende for de patienter, der selv er i stand til at udføre opgaven. Den fysiske belastning, som på- og aftagning medfører, kan virke som en uoverskuelig opgave, hvilket kan få en direkte betydning for om behandlingen gennemføres med succes af patienten.

Løsning

Magnide on/off er specielt designet til at løse alle udfordringerne omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket tå. Magnide on/off er fremstillet i et meget glat materiale, som har fået en speciel overfladebehandling. Til sammen sikrer materialet og dobbeltlagsfunktionen et ultra glat slutprodukt, som nedsætter friktionen væsentligt ved påtagning.

Den nedsatte friktion ved brug af Magnide on/off betyder, at den fysiske belastning for plejepersonalet og patienterne nedsættes til et absolut minimum. Herved mindskes risikoen for skader væsentligt, mens sandsynligheden for at patienterne overholder behandlingen stiger. Magnide on/off giver ydermere patienterne mulighed for at bevare deres selvstændighed i længere tid, da de med klare og simple instruktioner selv kan påføre og aftage kompressionsstrømperne eller -strømpebukserne.

Målgruppe

Magnide on/off er den oplagte løsning for patienter, der bruger kompressionsstrømper og -strømpebukser med lukket tå. Takket være Magnide on/off kan strømperne tages på med største lethed. Desuden er Magnide on/off et uundværligt hjælpemiddel for plejepersonalet, som har den anstrengende opgave dagligt at påføre kompressionsstrømper eller -strømpebukser på deres patienter.


Magnide® on/off

Én løsning til to problemer!

Produktfordele

- To i én
- Top kvalitet / ekstraordinært design
- Reducerer den fysiske anstrengelse for både plejepersonale og patienter
- Øger patientens uafhængighed og komplians
- Kompressionsstrømperne bevarer deres kompression og egenskaber længere
- Let at bruge
- Sparer tid og penge
- Lang holdbarhed
- Nem at tage med overalt

Sortiment

Vare nr.	Størrelse	Skostørrelse	
E01530	Medium	≤ 40	XL er velegnet til ekstra brede fødder med omkreds på op til 28 cm 
E01531	Large	≥ 41 t/m 45	
E01532	Extra Large	≥ 46	

Produktoplysninger



Modsat placeret magnet for mere styrke



Indsyet elastisk snor til trækkeffekt



- 1 Placer Magnide on/off på foden (sørg for, at den orange flap ved tæerne er foldet rigtigt tilbage, så magneten klikker fast)
- 2 Træk strømpen ud over Magnide on/off
- 3 Træk strømpen over foden, så hælen sidder på det rigtige sted
- 4 Sørg for, at den lysegrønne løkke kan nås i toppen af strømpen
- 5 Træk derefter i den lysegrønne løkke for at fjerne Magnide on/off



- 1 Skub Magnide on/off over strømpen
- 2 Træk hårdt i den orange tap, så Magnide on/off placeres lige over anklen.
- 3 Fold strømpen over Magnide on/off så langt som muligt.
- 4 Start ved hælen og skub med små bevægelser strømpen og Magnide on/off af foden.