





- Trykaflastende Bækkenstolspude i SAFE ViscoPore skum Gul/Rosa – blød/medium til tynd bruger op til 55 kg 
- Rosa/Grå - medium blød/fast til normal vægt – overvægt op til 125 kg eller 50 x 45 x 6 cm 
- Gul/Grå – blød/fast til BARIATRISK op til 180 kg 50 x 45 x 7 cm 
- Pude og betræk maskinvaskes ved 95°C eller aftørres med sæbevand, alkoholopløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm, tørres i tørre-tumbler.

Bækkenstolspude

nr. 132YPOF.5045 Gul/Rosa
nr. 132PGOF.5045 Rosa/Grå
nr. 132YGOF.5045 Gul/Grå
- med **ÅBEN front**

Vælg pude til borgers vægt



” Åben front”

COMFOR PUR betræk med limede sømme og sikker **ANTI-SLIP** bagside 


- Trykfordelende / Anti-decubitus
- Smertelindrende-Brug op til stadie 4

- Trykaflastende Bækkenstolspude i SAFE ViscoPore skum Gul/Rosa – blød/medium til tynd bruger op til 55 kg 
- Rosa/Grå - medium blød/fast til normal vægt – overvægt op til 125 kg eller 50 x 45 x 6 cm 
- Gul/Grå – blød/fast til BARIATRISK op til 180 kg 50 x 45 x 7 cm 
- Pude og betræk maskinvaskes ved 95°C eller aftørres med sæbevand, alkoholopløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200 ppm, tørres i tørre-tumbler.

Bækkenstolspude

nr. 132YP.5045 Gul/Rosa
nr. 132PG.5045 Rosa/Grå
nr. 132YG.5045 Gul/Grå

Vælg pude til borgers vægt



COMFOR PUR betræk med limede sømme og sikker **ANTI-SLIP** bagside 

- Trykfordelende / Anti-decubitus
- Smertelindrende-Brug op til stadie 4