

# SAFE-MED


Trykfordelende Produkter

- Gul/Rosa-blød/medium  
- til tynd bruger
- Rosa-medium blød  
- til normal vægt
- Rosa/Grå-medium blød/fast  
- til tung bruger  
40 x 40 x 6 cm
- Gul/Grå- blød/fast  
- til bariatrisk bruger  
40 x 40 x 7 cm
- **Ideél til almindeligt toilet  
og til toiletstol/bækkenstol**


Pude og betræk maskinvaskes ved 95°C eller aftørres med sæbevand, alkoholopløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende aktivt klor 1000-1200ppm, tørres i tørre-tumbler.

## Toiletpude-Bækkenstolspude med åben front til mænd

Vælg pude til borgers vægt



Nr. 132YP.OF  
HMI-nr. 89539




Nr. 132P.OF  
HMI-nr. 89538



Nr. 132PG.OF  
HMI-nr. 112623



Nr. 132YG.OF  
HMI-nr. 131578



Med 8 cm åben front til urinfanger

COMFOR PUR betræk med 8 cm



åben front, limede sømme og sikker **ANTI-SLIP** bagside

- kan bestilles med velcro-bånd til ekstra fastgørelse.

- Trykfordelende / Anti-decubitus
- Smertelindrende - Brug op til stadie 4