

## Iltflaskeholder til Rollator Bruger- og monteringsvejledning

Iltflaskeholderen er nem at justere, så den passer til forskellige størrelser af flasker. Via de brede velcroremme kan den åbnes helt op og lukkes igen, til korrekt størrelse.

Der er monteret justerbar bærerem, der nemt kan tages af og på via snaplåsen.

Iltflasken der anvendes må max veje 5 kg.



### Montering

På bagsiden af holderen er en bred "flap", som skal sættes ned i en af sidelommerne på tasken.



Hermed står iltflasken lodret og der er fortsat plads til noget i tasken/nettet

